

GÉNÉRALITÉS	4
INFORMATIONS SUR LE MANUEL	4
LIMITES D'UTILISATION ET MESURES DE SÉCURITÉ	
INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE ET L'UTILISATION DES MATÉRIAUX	6
DESCRIPTION GÉNÉRALE	7
PRINCIPES DE MESURE	7
LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	
COMMANDES, INDICATEURS ET CONNECTIONS	
L'INSTALLATION DE L'UNITÉ CENTRALE SUR UN MUR	
L'INSTALLATION DE L'UNITE CENTRALE SUR UN PANNEAU	
BORNIER DE RACCORDEMENT POUR LE DISPOSITIF À MONTAGE MURAL	
	19
	20
MENU INFO	
MENU D'ÉTALONNAGE (MENU INDEX 1)	
	22
LA PROCÉDURE DE L'ÉTALONNAGE DU REDOX	
MENU DE CONFIGURATION (MENU INDEX 2)	31
MENU DE CONFIGURATION \ RELAIS 1 (UN) (MENU INDEX 2A)	32
MENU DE CONFIGURATION\ RELAIS 2 (DEUX) (MENU INDEX 2B)	33
MENU DE CONFIGURATION SSR1 ET SSR2 (MENU INDEX 2C ET 2D)	
MENU DE CONFIGURATION (LA SORTIE MATET MA2 (MENU INDEX 2E ET 2F)	
MENU AVANCE (INDEX MENU 3)	
MENU AVANCÉ \ LANGUE (MENU INDEX 3A)	
MENU AVANCE \ MOT DE PASSE (MENU INDEX 3B)	
MENU AVANCE \ AFFICHAGE (MENU INDEX 3C)	
MENU AVANCÉ \ MESURE DE LA TEMPÉRATURE (MENU INDEX 3E)	
MENU AVANCÉ \ CONFIGURATION DES ALARMES (MENU INDEX 3F)	42
MENU AVANCÉ \ CONFIGURATION DES SORTIES (MENU INDEX 3G)	43
MENU AVANCÉ \ CONFIGURATION DU PORT RS485 (MENU INDEX 3H)	44
MENU AVANCE \ CONFIGURATION DU PORT USB (MENU INDEX 3I)	
MENU AVANCE \ PANNEAU DE CONFIGURATION (MENU INDEX 3J)	
MENU AVANCE \ RÉINITIALISER L'INSTRUMENT (MENU INDEX 3L)	
MENU AVANCÉ \ RÉVISION DU FIRMWARE (MENU INDEX 3M)	48
MENU VISUALISATION (MENU INDEX 4)	49
UTILISATION DE L'APPLICATION WEB	50
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES	56
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES POUR LA VERSION 1/4DIN	56
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES POUR LA VERSION 1/2DIN	
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LA VERSION 1/2DIN & 1/4DIN	56

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
ANNEXE A : CONFIGURATION DU RELAIS ON/OFF
ANNEXE A : CONFIGURATION DU RELAIS ON/OFF AVEC DUREE DE PERMANENCE ET FONCTION OFA
ANNEXE B : CONFIGURATION DU RELAIS TEMPORISÉ 60
ANNEXE B : CONFIGURATION DU RELAIS TEMPORISE AVEC DUREE DE PERMANENCE ET FONCTION OFA
ANNEXE C : CONFIGURATION DU RELAIS PROPORTIONNEL (PWM)
ANNEXE C : CONFIGURATION DU RELAIS PROPORTIONNEL (PWM) AVEC DUREE DE PERMANENCE ET FONCTION OFA
ANNEXE D : CONFIGURATION DU RELAIS 2 POUR LE LAVAGE AUTOMATIQUE
ANNEXE E : CONFIGURATION DU RELAIS 2 POUR REPETER L'ALARME A DISTANCE
ANNEXE F : CONFIGURATION SSR1 ET SSR2 66
ANNEXE G : CONFIGURATION MA1 ET MA2 67
ANNEXE H : CONFIGURATION MA1 ET MA2 [PID] 68
ANNEXE L : DEPANNAGE
ANNEXE M : TABLEAU AVEC LES PARAMETRES PAR DEFAUT ET LA REINITIALISATION A DEFAUT
REINITIALISER LES PARAMETRES PAR DEFAUT DE L'INSTRUMENT
PROTOCOLE MODBUS



*Remarque* : Toutes les chaînes représentant des menus de programmation dans ce manuel sont à titre indicatif seulement. Les chaînes affichées par l'instrument ont été raccourcis pour une meilleure lisibilité et visualisation sur l'écran.

Utions de do

# GÉNÉRALITÉS

### **INFORMATIONS SUR LE MANUEL**

La conformité avec les procédures opératoires et les précautions décrites dans ce manuel est une condition essentielle pour le bon fonctionnement de l'instrument et pour garantir la sécurité totale de l'opérateur.

Avant d'utiliser l'instrument, le manuel doit être lu dans toutes ses parties, en présence de l'instrument lui-même, afin de s'assurer que les modes de fonctionnement, les contrôles, les connexions à l'équipement périphérique et les précautions pour une utilisation correcte et sans danger soient clairement comprises.

Le manuel d'utilisation doit être conservé, complet et lisible dans toutes ses parties, dans un endroit sûr qui peut être rapidement et facilement accessible à l'opérateur lors de l'installation, l'utilisation et / ou les opérations de révision.

### CONVENTIONS

Ce manuel d'utilisation utilise les conventions suivantes :

#### REMARQUE



Les remarques contiennent des informations importantes à souligner par rapport au reste du texte. Ceux-ci contiennent généralement des informations utiles à l'opérateur pour effectuer et optimiser les procédures de fonctionnement de l'équipement d'une manière correcte.

### AVERTISSEMENT



Les messages d'avertissement apparaissent dans le manuel avant de procédures ou d'opérations qui doivent être respectées afin d'éviter les éventuelles pertes de données ou des dommages à l'équipement.

### ATTENTION



Les messages d'attention apparaissent dans le manuel en correspondance à la description des procédures ou des opérations qui, si elles sont effectuées incorrectement, peuvent causer des dommages à l'opérateur ou aux utilisateurs.

### LIMITES D'UTILISATION ET MESURES DE SÉCURITÉ

Afin de garantir la sécurité de l'opérateur et la fonctionnalité correcte de l'appareil, toutes les limitations d'utilisation et les précautions énumérées ci-dessous doivent être respectées :

### ATTENTION



Assurez-vous que toutes les exigences de sécurité ont été respectées avant d'utiliser l'appareil. Le dispositif ne doit pas être allumé ou connecté à d'autres appareils jusqu'à ce que toutes les conditions de sécurité aient été respectées

### SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

### ATTENTION



Toutes les connexions de l'unité de commande sont isolées du système de mise à la terre (conducteur de terre non isolé).

NE connectez PAS n'importe quelles de ces connexions au connecteur de mise à la terre

Afin de garantir des conditions maximales de sécurité pour l'opérateur, il est recommandé de suivre toutes les indications figurant dans ce manuel.

Alimentez l'appareil seulement avec une alimentation secteur conforme aux spécifications de l'appareil (85 ÷ 265Vac 50 / 60Hz ou 12 ÷ 32Vdc (24Vac ± 10%)).

- Remplacez immédiatement les pièces endommagées. Les câbles, les connecteurs, les accessoires ou d'autres parties de l'appareil qui sont endommagés ou ne fonctionnent pas correctement doivent être remplacés immédiatement. Dans de tels cas, contactez le plus proche votre centre d'assistance technique agrée.
- N'utilisez que les accessoires et périphériques spécifiés. Afin de garantir toutes les exigences de sécurité, l'appareil ne doit être utilisé conjointement avec les accessoires spécifiés dans ce manuel, qui ont été testés pour une utilisation avec l'appareil lui-même. L'utilisation des accessoires et des matières consommables d'autres fabricants ou qui ne sont pas spécifiquement recommandés par le fournisseur ne garantira pas la sécurité et le bon fonctionnement de l'équipement. N'utilisez que des périphériques qui sont conformes avec les règlements de leurs catégories spécifiques.

#### SÉCURITÉ DE L'ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Le panneau de l'unité de commande est résistant aux liquides. Le dispositif doit être protégé contre les égouttements, les vaporisateurs et / ou l'immersion et ne doit pas être utilisé dans d'environnements où ces risques sont présents. Les dispositifs dans lesquels les liquides peuvent avoir pénétré accidentellement doivent être immédiatement éteints, nettoyés et inspectés par du personnel qualifié et autorisé.

Le panneau transparent doit être fermé une fois le dispositif a été programmé.

#### Protection

Pour le montage mural (1/2 DIN)

- IP65 complet
  - EMI /RFI CEI EN55011 05/99 Classe A

Pour le montage sur panneau (1/4 DIN)

- IP65 avant et IP20 arrière
- EMI /RFI CEI EN55011 05/99 Classe A

L'appareil doit être utilisé dans le cadre des limites de la température ambiante, l'humidité et la pression spécifiées. L'instrument est conçu pour fonctionner dans les conditions environnementales suivantes :

- Température de l'environnement de travail
  - Température de stockage et de transport
- Humidité relative Box 96x96 (1/4 DIN)
- Humidité relative Box 144x144 (1/2 DIN)
- -10 ÷ +50°C -25°C ÷ +65°C 0% ÷ 95% sans condensation 0% ÷ 100% condensation

#### ATTENTION

Le dispositif doit être parfaitement inséré dans le système.

Le système doit être maintenu opérationnel en pleine conformité avec les règles de sécurité prévues.

Les paramètres définis sur l'unité de commande de l'analyseur doivent se conformer aux réglementations en vigueur.



Les signaux de dysfonctionnement de l'unité de commande doivent être situés dans une zone qui est constamment surveillée par le personnel ou les opérateurs de maintenance du système.

Le non-respect de même une de ces conditions pourrait rendre le logiciel de l'unité de commande à fonctionner d'une manière <u>potentiellement dangereuse pour les utilisateurs du</u> <u>service</u>.

Par conséquent, afin d'éviter les situations potentiellement dangereuses, le personnel de service et / ou d'entretien du système sont invités à travailler avec le plus grand soin et signaler promptement toute modification dans les paramètres de sécurité en temps opportun.

Puisque les aspects ci-dessus ne peuvent pas être contrôlés par le produit en question, le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage matériel ou de blessures qui pourraient résulter de ces dysfonctionnements.

### LE SYMBOLE ATTENTION

Le symbole illustré ci-dessous représente le symbole **ATTENTION** et rappelle l'opérateur qu'il doit lire le manuel d'utilisation pour des informations, des conseils et des suggestions importantes concernant l'utilisation correcte et sûre de l'équipement.



En particulier, lorsqu'il est positionné à la proximité de points de connexion aux câbles et aux périphériques, le symbole en question se réfère à la lecture attentive du manuel d'utilisation pour obtenir des instructions relatives sur ces câbles et périphériques et les méthodes pour la connexion correcte et sûre.

Pour la position des symboles ATTENTION sur l'équipement, rapportez-vous au Chapitre 2 « Commandes, Indicateurs et Connexions » et au Chapitre 3 « Installation » de ce manuel d'utilisation. Les reproductions de panneaux de l'équipement, avec des commandes, connexions, symboles et étiquettes relatives sont fournies dans ce chapitre. Chaque symbole attention est accompagné d'une explication détaillée de son sens.

#### DÉTAILS DE LA PLAQUE



### **INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE ET L'UTILISATION DES MATÉRIAUX**

Conformément aux réglementations européennes spécifiques, le fournisseur vise à l'amélioration constante du développement et des procédures de production de ses équipements afin de réduire drastiquement l'impact négatif sur l'environnement causé par des pièces, des composants, des matières consommables, l'emballage et l'équipement lui-même à la fin de son cycle de vie.

Les emballages sont conçus et fabriqués pour permettre la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, de la grande partie des matériaux et de minimiser la quantité de déchets ou de résidus à éliminer. Afin d'assurer un impact environnemental correcte, l'équipement a été conçu avec le plus petit circuit possible, avec la différenciation le plus petite de matériaux et de composants, avec une sélection de substances qui garantissent le plus haute recyclage et la réutilisation maximale des pièces et l'élimination des déchets sans de risques écologiques.

L'appareillage est réalisé de telle manière à garantir la séparation ou le démontage facile des matériaux contenant des contaminants par rapport aux autres, en particulier au cours des opérations de maintenance et de remplacement des composants.

### ATTENTION



L'élimination / le recyclage des emballages, des matières consommables et de l'équipement lui-même à la fin de son cycle de vie doit être effectué conformément aux normes et règlements en vigueur dans le pays où l'équipement est utilisé.

#### ATTENTION PARTICULIÈRE AUX COMPOSANTS CRITIQUES

L'instrument est muni d'un affichage à cristaux liquides ACL, qui contient de petites quantités de produits toxiques.

### **DESCRIPTION GÉNÉRALE**

L'analyseur traité dans ce manuel se compose d'une Unité de Commande Électronique et d'un Manuel Technique.

L'Unité de Commande peut être montée sur panneau ou fixé au mur, à une distance maximale de 15 mètres de la sonde.

Elle est alimenté par le secteur (100 ÷ 240 Vac 50-60 Hz), avec une consommation de puissance de 5 W, à travers une alimentation à découpage.

Cet appareil a été conçu pour analyser EN LIGNE les valeurs de pH / ORP dans de différentes applications :

Usines d'oxydation biologique

Traitement et évacuation de l'eau industrielle

Pisciculture

Eau potable ou primaire



Figure 1 – Unité Centrale fixée au mur pour les mesures de pH/ORP et de température

### PRINCIPES DE MESURE

### pH-mètre

L'instrument est destiné à mesurer l'acidité d'un liquide, c'est-à-dire la capacité d'une substance à envoyer des ions hydrogène en solution (H<sup>+</sup>). L'unité de mesure de cette propriété est le pH (abréviation de potentiel hydrogène) et représente l'inverse du logarithme décimal de la concentration des ions H<sup>+</sup> présents dans la solution. Pour l'eau pure à une température ambiante, la valeur décrit ci-dessus est égal à 7. Ce sont les solutions avec un pH supérieur à 7 et les solutions acides avec un pH inférieur à 7 qui sont considérées comme des solutions basiques. Les extrêmes de l'échelle sont pH = 0 pour les acides purs et pH = 14 pour les basiques pures.

Pour la mesure de la valeur de pH il existe des systèmes électrochimiques disponibles, des bandelettes de test, des indicateurs ou des colorimètres. De toutes ces méthodes, seule la mesure électrochimique conduit à des résultats bien définis. Une telle mesure est effectuée au moyen d'une électrode de pH. L'électrode de pH est un capteur électrochimique comprenant une électrode de mesure et une électrode de référence. La tension présente sur une membrane varie en fonction de la valeur du pH de la solution d'essai.

Les électrodes de pH actuellement utilisées sont fabriquées pour indiquer une valeur de pH = 7 en présence d'une tension égale à 0 mV à la membrane. Plus la valeur s'écarte de pH = 7, plus grande est la tension du signal. Le pH-mètre détermine la valeur du pH selon ce signal.

Instrument destiné à mesurer le potentiel d'oxydo-réduction (POR) qui indique la capacité d'un élément donneur (réduction) d'échanger des électrons avec un élément récepteur (oxydant), mesurée par le potentiel pris par une électrode indifférente (platine / or) immergée dans la solution contenant la forme oxydée ou réduite, par rapport à une électrode arbitrairement choisie, comme le zéro de l'électrode. L'unité de mesure est Volt, mais l'un de ses sous-multiples est couramment utilisé, millivolts (mV = V x 10<sup>-3</sup>). Quelques exemples d'applications de ces mesures sont : le contrôle de la dénitrification des eaux usées (la détermination du nombre d'oxydation), la surveillance de l'éffet de désinfection de l'eau potable ou de l'eau des piscines et même pour la décontamination dans les processus galvaniques.

La mesure s'effectue au moyen d'une électrode Redox. Comme dans le cas de l'électrode de pH, ce capteur se compose d'une électrode de mesure et une électrode de référence. La fonction de mesure est effectuée, cependant, dans ce cas, non pas par une membrane en verre, mais par une membrane en platine (ou en or). La tendance des ions en solution à absorber ou diffuser les électrons détermine le potentiel de la platine et donc la tension de l'électrode. Les électrodes habituelles utilisées de nos jours sont équipées d'une électrode de référence en argent / chlorure d'argent (UB), à la place d'une électrode d'hydrogène (UH), cela signifie que la tension indiquée est relative à ce système.

### LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- La mesure de pH / REDOX
- La mesure de la température avec la sonde PT100 / PT1000
- La compensation automatique de température
- Clavier de programmation à 5 touches
- Affichage graphique, 128x128 pixels, à rétroéclairage en trois couleurs (blanc, vert et rouge)
- Sortie série RS485 MODBUS RTU / ASCII (sur demande)
- 2 sorties analogiques programmables
- 2 sorties de fréquence numériques programmables
- 2 sorties relais pour les seuils d'intervention, le lavage et l'alarme à distance.
- 2 entrées numériques pour bloquer les dosages

Les spécifications techniques de l'analyseur sont présentées dans le tableau suivant.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR LA MESURE DE pH

Plage de mesure	0,00 ÷ 14,00pH
Résolution	± 0,01pH
Précision	± 0,01pH

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR LA MESURE DE POR

± 2000mV
±1mV
±1mV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR LA MESURE DE LA TEMPÉRATURE (SECONDAIRE)

Capteur	PT100/PT1000
Plage de mesure	-50 ÷ +150°C
Résolution	± 0,1°C (°F)
Précision	$PT100 : \pm 0.5^{\circ}C (\pm 0.9^{\circ}F) - PT1000 : \pm 0.2^{\circ}C (\pm 0.4^{\circ}F)$

### CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Alimentation Consommation d'énergie	100÷240 Vac 50-60 Hz ou 12÷32 Vdc (24Vac ±10%) < 5W (@100÷240Vac) et <3,5W (@12÷32Vdc)
Sorties relais : Alarmes :	
Fonction	Temporisation, Défauts et Min./Max
Durée de temporisation	on 1÷3600sec
Désactivation du seui	Activer / Désactiver
Fonction de relais Intervalle en permane	Fermé / Ouvert nce 0,00 ÷ 14,00pH / -2000 ÷ +2000 mV
Durée en permanence	• 1÷3600sec

Pour Alarme et Lavage on utilise le relais n. 2 avec contact normalement ouvert.

#### Entrée numérique HOLD :

Tension d'entrée	12÷32 Vdc
Absorption	10mA max

Sorties analogiques :

Sorties n. 2 4-20mA ProgrammablesCharge maximale800 OhmSortie d'alarme NAMUR3,6 mA ou 22 mAValeur d'alarme HoldImage: Charge State State

Solutions de

### **COMMANDES, INDICATEURS ET CONNECTIONS**



Figure 2 – Instrument

- 1. Visualiser avec affichage ACL
- 2. Touche ESC : Rejeter le paramètre ou quitter le menu de programmation
- 3. Touche UP : Augmenter la valeur
- 4. Touche MODE : Sélectionnez le menu avec l'icône sur la barre d'état
- 5. Touche DOWN : Diminuer la valeur
- 6. Touche ENTER : Confirmer le paramètre ou accéder au menu de programmation

#### ZONES DE SUBDIVISION D'AFFICHAGE GRAPHIQUE EN MODE RUN



Figure 3 – Affichage graphique – Zones de subdivision

Dans la visualisation standard de l'instrument, on a trois zones, comme suit :

- A) Icônes de services tels que Danger, Entretien, Durée d'attente, Transmission de données, Compensation Automatique de Température (CAT) ou Compensation Manuelle de Température CMT
- B) Messages texte pour les Alarmes et des informations sur le fonctionnement ou la valeur de température avec capteur externe (ext) ou la valeur réglée manuellement (man).
- C) Le nom du menu associé à l'icône sur la barre d'état

### AFFICHAGE GRAPHIQUE

L'affichage graphique permet une série de visualisations pour les différents menus, pour la programmation et pour la visualisation pendant le fonctionnement (run).

#### LA LISTE DES MENUS PRINCIPAUX

Le tableau suivant montre les écrans visualisés sur l'affichage, représentant les différents menus.

VISUALISATION	DESCRIPTION
SUR L'AFFICHAGE GRAPHIQUE	
F1         F2         F5 50         max 523           7         F2         F3         F3           0         7         7         7           10         7         7         10           10         7         10         10           10         7         20         10           10         7         10         10           10         7         10         10           10         7         10         10           10         7         10         10           10         7         10         10           10         7         10         10           10         7         10         10           10         7         10         10           10         7         10         10           10         7         10         10           10         7         10         10           10         7         10         10           10         7         10         10           10         7         10         10	VISUALISATION DE LA MESURE
B1         B2         IS 500 m45 123 m45 123           P 200 m32 133         max         max           T 200 m31 m2         max         max           T 200 m31	MENU D'ÉTALONNAGE Procédure d'étalonnage de l'électrode
EL PL ICENTION MARKET TANKET T	MENU DE CONFIGURATION Procédure de configuration des paramètres de sortie
Image: provide sector secto	MENU AVANCÉ Menu de configuration du dispositif
Image: Big: Big: Big: Big: Big: Big: Big: Big	MENU DE VISUALISATION Configuration de visualisation de la mesure



**Remarque** : Sortie automatique du menu après 5 minutes d'inactivité sans sauvegarder les données

Avant l'installation, lire attentivement ce qui est écrit ci-dessous.

**INSTALLATION** 



# L'INSTALLATION DE L'UNITÉ CENTRALE SUR UN MUR

Le mur doit être très lisse pour permettre l'adhérence parfaite de l'unité centrale.



Figure 4 – Dimensions et encombrement pour le montage mural de l'unité centrale

Dimensions mécaniques	6589
Dimensions (L x H x P)	144 x 144 x 122.5 mm (5.67 x 5.67 x 4.82 in)
Profondeur de fixation	122.5 mm (4.82 in)
Matériel	ABS
Montage	Mural
Poids	0.823 Kg (1.81 lb)
Panneau avant	Polycarbonate résistant aux UV



Déballez l'instrument, percez les trous nécessaires et fixez l'instrument au mur. Couvrez les trous avec les bouchons correspondants fournis avec l'instrument.

Les presse-étoupes pour les connexions électriques sont situées sur la partie inférieure de l'unité de commande et, par conséquent, afin de faciliter les connexions, tous les autres dispositifs doivent être positionnés à une distance d'au moins 15 cm (5.91 in).

Protégez l'appareil contre les gouttes et / ou les jets d'eau des zones adjacentes lors les phases de programmation et d'étalonnage.

**Remarque** : La BOÎTE 144x144 mm (5.67 x 5.67 in) est un accessoire en plastique, un élément certifié IP65 qui doit être acheté séparément.

Exemple : L'assemblage de l'instrument 96x96 mm (3.78 x 3.78 in) dans la boîte accessoire 144x144 mm (5.67 x 5.67 in) avec protection IP65



# L'INSTALLATION DE L'UNITÉ CENTRALE SUR UN PANNEAU

Le mur doit être très lisse pour permettre l'adhérence parfaite du panneau électrique où l'unité centrale sera installée. La profondeur du panneau de fixation doit être d'au moins 130 mm (5.12 in). L'épaisseur du panneau ne doit pas dépasser 5 mm (0.20 in). La découpe du panneau doit se conformer à la configuration suivante :





Figure 5 – Découpe du panneau et dimensions

Dimensions mécaniques	
Dimensions (L x H x P)	96 x 96 x 42 mm (3.78 x 3.78 x 1.65 in)
Profondeur de fixation	130mm (5.12 in)
Matériel	ABS
Montage	Panneau
Poids	0.4 Kg (0.88 lb)
Panneau avant	Polycarbonate résistant aux UV



L'unité centrale peut être verrouillée sur le panneau à l'aide des deux colliers fournis avec l'appareil, insérés dans leurs sièges et verrouillés avec des vis correspondants.



Figure 6 – Unité centrale montée sur le panneau à système de verrouillage escargot

# **CONNEXION À L'ALIMENTATION**

Si possible, tenez les câbles à haute tension à l'écart de l'instrument et son câble de connexion (ceux-ci pourraient causer des perturbations inductives, en particulier pour la partie analogique du système).

Utilisez une alimentation alternative de 100Vac à 240 Vac-50 / 60Hz - ou comme spécifiée sur la plaque. L'alimentation doit être stabilisée tant que possible.

Évitez absolument raccorder l'appareil aux alimentations reconstruites, utilisant des transformateurs par exemple, où la même alimentation est également utilisée pour alimenter d'autres systèmes (peutêtre d'une typologie inductive) ; cela pourrait conduire à la génération de points de haute tension qui, une fois émis, sont difficiles à bloquer et / ou à éliminer.

### ATTENTION



La ligne électrique doit être équipée d'un disjoncteur adéquat, en conformité avec les normes d'installation appropriées.

Il est néanmoins toujours une bonne idée de vérifier la qualité du conducteur de mise à la terre. Dans les installations industrielles, il n'est pas rare de trouver des connecteurs de mise à la terre qui causent des perturbations électriques au lieu de les prévenir ; où des doutes surgissent quant à la qualité des connecteurs de mise à la terre de l'installation, il est préférable de connecter le système électrique de l'unité de commande à une tige de mise à la terre dédiée.

Connexions électriques aux systèmes de dosage (Utilitaires)

### ATTENTION



Avant de raccorder l'instrument aux utilitaires externes, assurez-vous que le panneau électrique est éteint et que les fils des services ne sont pas énergisés.

Le terme « Utilitaires » se réfère aux sorties relais utilisées dans l'unité de commande

- (SET1) pour le fonctionnement des pompes doseuses ou le contrôle
- (SET2) pour le fonctionnement des pompes doseuses ou le contrôle
- (ALARME) commande d'alarme envoyée par l'instrument pour la sirène et / ou feu clignotant
- (LAVAGE) commande au dispositif de lavage

### AVERTISSEMENT



Avec une charge résistive, chaque contact de relais peut supporter un courant maximum de 5 ampères au max. 230V

En cas de puissances supérieures, il est conseillé de réaliser la connexion avec les Utilitaires comme indiqué à **l'Annexe I**.

Si, au contraire, la charge à contrôler est en tout cas d'une faible puissance ou d'un type résistif, vous pouvez procéder comme indiqué à **l'Annexe I.** 

### ATTENTION



Lorsqu'une sortie de relais est utilisée pour contrôler un dispositif tiers avec une entrée de charge inductive / capacitive (tels que des contacteurs, des moteurs, etc.), une protection transitoire est fortement recommandée. Vérifiez les options du périphérique tiers. (Voir la Figure 7)



Figure 7 – Protection transitoire

### ATTENTION



Maintenez le câble de sortie du relais séparé de tous les autres câbles connectés à l'unité (voir la Figure 8a). Un croisement de 90° entre les câbles est autorisé (voir la Figure 8b).



Figure 8 – Séparation des câbles de relais

## BORNIER DE RACCORDEMENT POUR LE DISPOSITIF À MONTAGE MURAL



N° (BORNIER)	Symboles	DESCRIPTION
1	L/+	Alimentation (Phase)
2	N / -	Alimentation (Neutre)
3	SSR1 (+)	Sortie de fréquence 1 (SSR1 +)
4	SSR1 (-)	Sortie de fréquence 1 (SSR1 -)
5	SSR 2 (+)	Sortie de fréquence 2 (SSR 2 +)
6	SSR 2 (-)	Sortie de fréquence 2 (SSR 2 -)
7	RL1 NA	Contact relais 1
8	RL1 COM	Contact relais 1
9	RL2 COM	Contact relais 2
10	RL2 NA	Contact relais 2
11	OUT mA1 (+)	Sortie courant 1 (OUT mA1 +)
12	OUT mA1 (-)	Sortie courant 1 (OUT mA1 -)
13	OUT mA2 (+)	Sortie courant 2 (OUT mA2 +)
14	OUT mA2 (-)	Sortie courant 2 (OUT mA2 -)
15	NOT USED	Non utilisé
16	RS485 (B+)	Port série pour les données (RS485 B+) (en option sur demande)
17	RS485 (A-)	Port série pour les données (RS485 A-) (en option sur demande)
18	RS485 (GND)	Port série pour les données (RS485 GND) (en option sur demande)
19	+ 5VDC	(*) Alimentation capteur de débit (+ 5VDC)
20	INPUT Freq1	(*) Entrée mesure de débit (INPUT Freq1)
21	INPUT DIR1	(*) Entrée mesure de débit (INPUT DIR1)
22	GND	(*) Alimentation capteur de débit (GND)
23	HOLD (+)	Entrée de signal 12÷32 VDC HOLD (+)
24	HOLD (-)	Entrée de signal 12÷32 VDC HOLD (-)
25	REED (+)	Entrée capteur REED (+)
26	REED (-)	Entrée capteur REED (-)
27	pH / ORP (+)	Entrée sonde pH/REDOX (+)
28	NOT USED	NON UTILISÉ
29	NOT PRESENT	N'EST PAS PRÉSENT
30	pH / ORP (-)	Entrée sonde pH/REDOX (-)
31	NOT USED	NON UTILISÉ
32	RTD (+)	Entrée sonde de température PT100 ou PT1000
33	RTD SENSE	Entrée sonde de température PT100 ou PT1000
34	RTD GND	Entrée sonde de température PT100 ou PT1000 T
USB	USB PORT	(*) Port USB pour la mise à jour du logiciel

(\*Entrée ou sortie indisponible)

Description	Graphique
Entrée Alimentation Instrument : 100÷240 Vac ou 12÷32 VDC (24Vac) Remarque : Vérifiez l'étiquette du produit.	Power L/+ N/- D O 1 2
Sorties : SSR1 et SSR2 : Relais statiques (400Vac/dc, 125mA) R1 et R2: Relais électromécaniques (250Vac ou 30VDC, 5A résistif)	SSR1 SSR2 R1 R2
Sorties : mA1 et mA2 : Sorties courant 4÷20mA (800 ohm) RS485 : Port série pour la communication des données (sur demande)	MA1 MA2 RS485 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Entrées : Débit : Entrée capteur de débit (sur demande) Hold : Entrée signal 12÷32 Vdc Reed : Entrée signal contact sec	Flow reput input +5ys Fright Dirt GND + - + - + - + - + + 
Entrées : pH/REDOX : Entrée mesure pH et REDOX Temp. : Entrée mesure de la température PT100 ou PT1000	pH/ORP     Temp.       +     +       -     +       -     -

(Remarque : Voir L'ANNEXE I pour les exemples de câblage)

### LA CONNEXION DE LA SONDE DE pH/REDOX



Éteignez l'instrument. Branchez le câble de l'électrode sur le bornier de l'instrument en respectant la polarité indiquée ci-dessus.

La longueur maximale du câble de l'électrode de pH / REDOX (comme un seul élément) ne doit pas dépasser **10 mètres**. C'est aussi une bonne idée de ne pas faire passer le câble à la proximité des câbles à haute puissance ou des câbles d'onduleur afin d'éviter les problèmes d'interférence avec la mesure.

### DÉMARRAGE

Attendez

5 secondes.

L'instrument effectue un test de matériel de la mémoire interne et affiche le message « *Lisez la mémoire de données* »





F1: 150 F2: 150 mA1: 12.1 mA2: 6.3 R1 \_ R2 atc **pH** 14 25.1 t l adv VIEW setup meas cal esc + enter mode

L'instrument active toutes les fonctions de mesure dans les

Visualisation de la Mesure et activation des Sorties

### **MENU ALARMES**



Dans le menu Visualisation de la mesure, un menu d'alarme est disponible,

qui affiche l'état de l'alarme en appuyant sur la touche Enter ; le **Menu Alarmes** se compose de six (6) éléments ou sousmenus :

**A : Visualiser le journal** : la liste de toutes les alarmes enregistrées, en commençant par la plus récente (maximum 48 d'éléments)

**B : Réinitialiser le journal** : supprime tous les événements d'alarme

**C : Réinitialiser OFA** : supprime l'alarme OFA et réinitialise le compteur

D: Réinitialiser la permanence : supprime l'alarme

- E : Réinitialiser le service : supprime l'alarme et réinitialise
- le compteur
- F: Réinitialiser RL2 (utilisé comme alarme) :

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter.** 



### MENU INFO

En mode Visualisation mesure, appuyez sur la touche **ESC** pour accéder au menu **Info QR-Code**.

Dans cette section, vous pouvez télécharger le manuel complet ou les paramètres de l'instrument.

Le QR-Code sera affiché sur l'écran, avec lequel il sera possible de démarrer le téléchargement.

### Alarmes\_\_\_\_\_\_ A: Afficher journal B: Réinitial. journal C: Réinitial. OFA D: Réinitial. Holding E: Réinitial. Service F: Réinitial. RL2 01/06

### Info OR-Code

1: Download Manuel
 2: Setup RL1 / RL2
 3: Setup SSR1 / SSR2
 4: Setup mA1 / mA2
 5: Rapport Calibration
 6: Menu Avancé
 7: Statistiques

01/01



### MENU D'ÉTALONNAGE (MENU INDEX 1)

Utilisez la touche MODE pour faire défiler les icônes sur la barre d'état, de gauche à droite, sélectionnez le menu Étalonnage et confirmez avec la touche Enter.



R2

### **Menu 1 Calibration**

Le menu Calibration se compose de deux (2) éléments ou sous-menus :

- **A** : Mesure chimique du pH ou Redox
- B: Température

Faites défiler le menu en utilisant la touche (+) ou (-), sélectionnez l'élément et validez avec la touche Enter.

### Menu 1 L'étalonnage de la mesure chimique (Menu 1A)

Le menu Étalonnage de la mesure chimique se compose de cinq (5) éléments ou sous-menus :

- 1A1 : Automatique : l'instrument nécessite les solutions tampon standard 7 pH, 4 pH ou 9,22 pH.
- **1A2 : Manuel** : l'instrument proposera les solutions tampons des valeurs par défaut, mais la valeur peut être modifiée
- 1A3 : Référence externe : l'instrument accepte l'étalonnage d'un point avec une valeur configurée manuellement
- 1A4 : Rapport : un tableau récapitulatif des valeurs étalonnées avec indication de la qualité de l'électrode
- 1A5 : Réinitialiser l'étalonnage : les étalonnages peuvent être supprimés et les valeurs par défaut peuvent être restaurées.

Faites défiler le menu en utilisant la touche (+) ou (-), sélectionnez l'élément et validez avec la touche Enter.





<b>i</b> r		<b>1AMesure chimique</b>
	Menu Étalonnage de la mesure chimique (Menu 1A)	1: Automatique 2: Manuel 3: Référence 4: Rapport 5: Raz Cal. 01/05
	Menu 1A1 Étalonnage automatique du pH	1A1 Automatique
	Insérez la sonde dans la solution tampon 7,00 pH. Appuyez sur la touche <b>Enter</b> lorsque vous êtes prêt	Solution Tampon
		7,00pH OmV ENTRER pour lancer
	Gardez la sonde fermement dans la solution tampon pour le toute période indiquée par l'instrument	1A1_Automatique Patientez
	de d05808	7,00pH OmV Compte à rebours: 59
	L'appareil affichera le pourcentage de la qualité sur la solution tampon 7,00 pH.	Buffer pH.7,00 100%
	Lavez la sonde de pH avec de l'eau propre et l'égouttez	<b>4,00/9,22pH</b> OmV
	Insérez la sonde dans la solution tampon 4,00 pH ou 9,22. Appuyez sur la touche <b>Enter</b> lorsque vous êtes prêt.	ENTRER pour lancer
	Gardez la sonde fermement dans la solution tampon pour le toute période indiquée par l'instrument	IA1AutomatiqueBuffer pH.7,00100%Patientez4,00/9,22pH177mVCompte à rebours :50

J

L'appareil affichera le pourcentage de la qualité 1A1 Automatique sur le 7,00 pH et 4,00 ou 9,22 pH Buffer pH7,00 100% Buffer pH4,00 100% Remarque : 100% : excellente qualité de la sonde Étalonnage ok 75% : bonne qualité de la sonde 50% : qualité de la sonde suffisante 25%: mauvaise qualité de la sonde ; le remplacement est recommandé 1A1 Automatique 100% Buffer pH7,00 100% Buffer pH4,00 Insérez la date de l'étalonnage et appuyez sur Enter pour confirmer VALIDEZ LA DATE DE CALIBRATION : 12 - 03 - 14ENTRER pour confirmer 1A1 Automatique Remarque : L'appareil affiche « Étalonnage échoué » dans tous les cas de mesure incorrecte de la solution tampon. Echec étalonnage! Il est recommandé de toujours utiliser une solution tampon fraîche et de répéter la procédure d'étalonnage ; ENTRER pour continuer si le message persiste, remplacez la sonde de pH colutions de

### Menu 1A2 Étalonnage manuel du pH 1A2 Manuel Insérez la sonde dans la solution tampon 7,00 pH et validez la valeur de la solution tampon en utilisant le Solution Tampon touches (+) et (-). 7,00pH Omv Appuyez sur la touche Enter lorsque vous êtes prêt ENTRER pour lancer Manuel 1A2 Gardez la sonde fermement dans la solution tampon Patientez pour le toute période indiquée par l'instrument 7,10pH ΟMv Compte à rebours : 59 1A2 Manuel L'appareil affichera le pourcentage de la qualité sur la solution tampon de pH choisie. Buffer pH.7,10 100% Lavez la sonde de pH avec de l'eau propre et l'égouttez. Solution Tampon 4,00pH 0 mV Insérez la sonde dans la solution tampon 4,00 pH ou ENTRER pour lancer sélectionnez la valeur utilisée. Appuyez sur la touche Enter lorsque vous êtes prêt. 1A2 Manuel Buffer pH.7,10 Gardez la sonde fermement dans la solution tampon pour le toute période indiquée par l'instrument. Patientez 4,40pH 201.1mv Compte à rebours : 59

L'appareil affichera le pourcentage de la qualité sur les solutions tampon utilisées pour l'étalonnage

#### Remarque :

100% : excellente qualité de la sonde
75% : bonne qualité de la sonde
50% : qualité de la sonde suffisante
25%: mauvaise qualité de la sonde ; le remplacement est recommandé

Insérez la date de l'étalonnage et appuyez sur **Enter** pour confirmer.

Buff	er pH4,40 <b>100%</b>
	Étalonnage ok !
1A2	Manuel
Buff	er pH7,10 <b>100%</b>
Buff	er pH4,40 <b>100%</b>
	CALIBRATION:
	12 - 03 -14
	ENTRER pour confirmer
	7
<u>1A2</u>	Manuel
F	Chec étalonnage!
	ENTRER pour continuer

100%

1A2

Manuel

Buffer pH7,10

**Remarque :** L'appareil affiche « Étalonnage échoué » dans tous les cas de mesure incorrecte de la solution tampon

Il est recommandé de toujours utiliser une solution tampon fraîche et de répéter la procédure d'étalonnage ; si le message persiste, remplacez la sonde de pH. Gardez la sonde fermement dans la solution tampon pour le toute période indiquée par l'instrument.

#### Menu 1A3 Référence externe

L'étalonnage de la mesure de pH avec une valeur de référence externe, configurée manuellement. L'instrument effectue une correction de la valeur en ajoutant une valeur de décalage à la mesure réelle

1A3Référence	
7,00 pH	
ENTRER pour confirmer	

#### Menu 1A4 Rapport

L'affichage de tous les paramètres calculés lors de l'étalonnage et la date d'étalonnage configurée manuellement.

1A4_Rapport	
Buffer pH.7,00	100%
Buffer pH.4,00	100%
Gain	Compensation
59,39 mV/pH	2,53mV
Type d'étalonnag Date du dernier	e : Automatique c étalonnage :
12 - 0	3 - 14

### Menu 1A5 Réinitialiser l'étalonnage

Cette fonction permet à l'utilisateur de supprimer tous les étalonnages et de réinitialiser les valeurs par défaut.

<b>_1A5</b> _	_Raz Cal
	Etes-vous sur ?
	NON OUI

	LA PROCÉDURE DE L'ÉTALONNAGE DU REDOX	
.ii.		1A Mesure chimique
	Menu Étalonnage de la mesure chimique (Menu 1A)	<ul> <li>1: Automatique</li> <li>2: Manuel</li> <li>3: Référence</li> <li>4: Rapport</li> <li>5: Raz Cal.</li> </ul>
	Menu 1A1 Étalonnage automatique du REDOX	01/05
	<b>Menu 1A1</b> Étalonnage automatique du REDOX Insérez la sonde dans la solution tampon 465 mV. Appuyez sur la touche <b>Enter</b> lorsque vous êtes prêt.	IA1_Automatique         Solution Tampon         465mV       Omv         ENTRER pour lancer
	Gardez la sonde fermement dans la solution tampon pour le toute période indiquée par l'instrument.	1A1       Automatique         Patientez         465mV       Omv         Compte à rebours :       59
	L'appareil affichera le pourcentage de la qualité sur la solution tampon 465 mV <b>Remarque :</b> 100% : excellente qualité de la sonde 75% : bonne qualité de la sonde 50% : qualité de la sonde suffisante 25%: mauvaise qualité de la sonde ; le remplacement est recommandé	1A1_Automatique Buffer mV 465 100% Étalonnage ok !
	Insérez la date de l'étalonnage et appuyez sur <b>Enter</b> pour confirmer.	IA1AutomatiqueBuffermV465100%VALIDEZLA DATEDE CALIBRATION:12-03-14ENTRERpourconfirmer



**Remarque :** L'appareil affiche « Étalonnage échoué » dans tous les cas de mesure incorrecte de la solution tampon.

Il est recommandé de toujours utiliser une solution tampon fraîche et de répéter la procédure d'étalonnage ; si le message persiste, remplacez la sonde Redox

### Menu 1A2 Manuel

Insérez la sonde dans la solution tampon 475 mV et validez la valeur de la solution tampon en utilisant le (+) et (-) touches (+) et (-).

Appuyez sur la touche Enter lorsque vous êtes prêt.

Gardez la sonde fermement dans la solution tampon pour le toute période indiquée par l'instrument.

1A2_	Manuel	
	Patie	entez
	475mV	475mV
	Compte à	rebours.

1A1

1A2

1A2

Tampon

Manuel

mV

Automatique

Etalonnage

Manuel

465mV

ENTRER pour continuer

Solution Tampon

ENTRER pour lancer

échoué

465mV

Compte à rebours: 59

475

<u>Étalonnage ok</u>

100%

L'appareil affiche le pourcentage de la qualité sur la solution tampon 475 mV

### Remarque :

100% : excellente qualité de la sonde
75% : bonne qualité de la sonde
50% : qualité de la sonde suffisante
25%: mauvaise qualité de la sonde ; le remplacement est recommandé

**1A2** Manuel Tampon mV 475 100% VALIDEZ LA DATE DE L'ÉTALONNAGE : 12 - 03 -14

ENTER pour confirmer

Insérez la date de l'étalonnage et appuyez sur **Enter** pour confirmer.



**Remarque :** L'appareil affiche « Étalonnage échoué » dans tous les cas de mesure incorrecte de la solution tampon

Il est recommandé de toujours utiliser une solution tampon fraîche et de répéter la procédure d'étalonnage ; si le message persiste, remplacez la sonde Redox

	_1A2 Manuel
	Echec étalonnage!
,	ENTRER pour continuer

1A3 Référence Menu 1A3 Référence externe L'étalonnage de la mesure Redox avec une valeur de référence externe, configurée manuellement, L'instrument effectue une correction de la valeur en 465mV ajoutant une valeur de décalage à la mesure réelle. ENTER pour confirmer 1A4 Rapport Buffer mV 465 100% Menu 1A4 Rapport L'affichage de tous les paramètres calculés lors de Gain Compensation l'étalonnage et la date d'étalonnage configurée 1,00 0,00 mV manuellement. Type d'étalonnage : Manuel Date du dernier étalonnage : 12 - 03 - 14Menu 1A5 Réinitialiser l'étalonnage

Cette fonction permet à l'utilisateur de supprimer tous les étalonnages et de réinitialiser les valeurs par défaut



### Menu Étalonnage de la mesure de la température (Menu 1B)

### Menu 1B

Étalonnage de la mesure de la température avec une valeur de référence externe, configurée manuellement. L'instrument effectue une correction de la valeur en ajoutant une valeur de décalage à la mesure réelle.

_1B Temp			-
	24,2	°C	
ENTREF	t pour	confirmer	

#### Menu 1B

L'instrument affiche le message « Étalonnage échoué » si la sonde est endommagée ou désactivée du menu 3E1; voir le manuel, la section Menu Avancé

301utions de

Temp	
Echec étalonnage!	
ENTRER pour continuer	-

### **MENU DE CONFIGURATION (MENU INDEX 2)**

Utilisez la **touche MODE** pour faire défiler les icônes sur la barre d'état, de gauche à droite, sélectionnez le menu de **configuration** et confirmez avec la **touche Enter**. R1 \_ F1: 150 mA1: 12.1 mA2: 6.3 R2 F2: 150 14 25.1 tt meas adv view setup cal esc + mode enter

Le menu de configuration se compose de six (6) éléments ou sous-menus :

- 2A : **Relais 1** 2B : **Relais 2** 2C : **SSR1** (Relais statique) 2D : **SSR2** (Relais statique) 2E : Sortie **mA1** (Plage 4÷20 mA)
- 2F : Sortie mA2 (Plage 4÷20 mA)



**Remarque** : Pour configurer la fonction de chaque sortie, lisez le manuel à la section *Menu avancé \ Configuration des sorties* (MENU INDEX 3G)

2	REGLAGES	
► A: B: C: D: E:	Relais 1 OFF Relais 2 OFF SSR 1 OFF SSR 2 OFF mA1 OFF	
F: 01/06	mA2 OFF	

Les paramètres requis pour chaque sous-menu indiqué ci-dessus sont illustrés ci-dessous.

Pour quitter le menu, appuyez sur la **touche Esc** ; lorsqu'au moins un paramètre a été modifié, l'instrument affichera la question « <u>sauvegardez</u> ? » ; validez avec la **touche Enter**.

Pour <u>ne pas sauvegarder</u>, sélectionnez NON à l'aide de la touche (+) ou (-) et confirmez avec la **touche Enter**.

 SAVE?	
OUI	

### MENU DE CONFIGURATION \ RELAIS 1 (UN) (MENU INDEX 2A)

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément <u>Relais 1</u> et validez avec la **touche Enter** Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter**. Les **relais 1 et 2** peuvent être configurés soit pour la mesure chimique soit pour la mesure de la température avec les méthodes d'activation suivantes :

#### La méthode ON/OFF

(Activation sur le seuil, avec maintien de l'état) 2A1 **Point de consigne** : Valeur chimique à maintenir dans le processus

2A2 Type d'activation :

Bas/Alka comme la valeur minimale à maintenir

Haute/Acide comme la valeur maximale à maintenir

2A3 **Hystérésis** : Valeur incrémentale ou décrémentale du point de consigne

2A4 **Durée d'hystérésis (\*)** : Durée activée sur la valeur d'hystérésis 2A5 **Temporisation du démarrage**: Durée de la temporisation pour l'activation du relais

2A6 **Temporisation de la fin** : Durée de la temporisation pour la désactivation du relais

2A7 OFA : Durée maximale pour l'activation du relais

2A8 **En dehors de la plage** : Une valeur qui est soustraite et ajoutée à la valeur du point de consigne et définit une plage de mesure de l'opération, en dehors de laquelle le message d'erreur de mesure est affiché

2A9 **Persistance** : Contrôle de la variation de la mesure chimique 2A9A: **État** : Active ou désactive la fonction

2A9B: **Intervalle** : Une valeur qui est soustraite et ajoutée à la valeur 2A9C: **Durée** : La durée maximale de la permanence de la mesure

**Remarque** : Voir **I'ANNEXE A** pour un exemple graphique d'utilisation

### La méthode temporisée

(Activation temporisée sur le seuil) On a tous les éléments décrits dans la méthode ON / OFF. En outre, on a :

2A10 Durée On : La durée d'éteignement du relais

2A11 Durée Off : Le temps d'attente avec le relais ouvert

**Remarque :** Voir **I'ANNEXE B** pour un exemple graphique d'utilisation

#### La méthode proportionnelle (PWM)

(Activation temporisée sur le seuil)

On a tous les éléments décrits dans la méthode ON / OFF. En outre, on a :

2A10 **Intervalle** : Durée maximale à moduler en fonction de la mesure

2A11 **Bande proportionnelle** : Une valeur qui est soustraite ou ajoutée à la valeur de consigne, dans la plage de l'instrument calcule la durée d'éteignement du relais proportionnellement à la mesure chimique selon la distance du point de consigne

### 2 REGLAGES

	A:	Relais	1	OFF
	В:	Relais	2	OFF
	С:	SSR 1		OFF
	D:	SSR 2		OFF
	E:	mA1		OFF
01	/06			



2ARELAIS_1	
7: OFA	OFF
8: Plus Gamme	OFF
9: Persistance	OFF
▶10: Le temps	00' 10"
11: Time Off	00' 10"
01/10	





**Remarque** : Voir **L'ANNEXE C** pour un exemple graphique d'utilisation (\*La durée d'hystérésis est sans effet si elle n'est pas configurée dans le menu Valeur d'hystérésis 2A3)

### MENU DE CONFIGURATION\ RELAIS 2 (DEUX) (MENU INDEX 2B)

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément <u>Relais 2</u> et validez avec la **touche Enter**. Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter**.

Le relais 2 (deux) peut être configuré pour la Mesure chimique ou Température, comme indiqué dans le menu relais 1 (voir la page précédente) ; il est également possible de configurer le mode Lavage et Alarme comme suit :

Méthode	de	lavade
methode	ac	lavage

L'activation d'un système de lavage de la sonde

2B1 **Durée de lavage** : Valeur en minutes et secondes pour le lavage de la sonde

2B2 **Temporisation de la mesure** : Valeur en minutes et secondes pour la stabilité de la mesure.

2B3 **Attendez lavage nouveau**: Valeur en heures et minutes d'attente d'une nouvelle action de lavage.

**Remarque** : Voir **I'ANNEXE D** pour un exemple graphique d'utilisation

#### Méthode d'alarme

La répétition de l'alarme à distance par le relais 2 (deux). Ci-dessous la liste des événements d'alarme :

2B1 **En dehors plage R1** : mesure chimique en dehors de la plage Relais 1

2B2 **OFA R1** : Le temps maximum de dosage a expiré 2B3 **Mesure de permanence** : mesure chimique bloquée (figée) 2B4 **Alarme Reed** : L'alarme pour l'activation du capteur Reed 2B5 **Alarme Hold** : Alarme pour l'activation du signal Hold 2B6 **Alarme sonde de température** : Alarme pour la sonde déconnectée

**Remarque** : Voir **I'ANNEXE E** pour un exemple graphique d'utilisation

2	REGLAGES	
Α:	Relais 1	OFF
► B:	Relais 2	OFF
С:	SSR 1	OFF
D:	SSR 2	OFF
Е:	mA1	OFF
01/06		





### MENU DE CONFIGURATION SSR1 ET SSR2 (MENU INDEX 2C ET 2D)

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément <u>SSR1 et 2</u> et validez avec la **touche Enter**.

Faites défiler le menu en utilisant **la touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter**.

Les sorties SSR1 (un) et SSR2 (deux) sont deux relais statiques utilisés comme sorties de fréquence.

Les sorties SSR1 et SSR2 peuvent être configurées pour la Mesure chimique ou pour la Mesure de la température

#### La configuration de SSR1 (MENU INDEX 2C)

2C1 **Point de consigne** : Valeur chimique à maintenir dans le processus

2C2 Type d'activation :

Bas/Alka comme la valeur minimale à maintenir

Haute/Acide comme la valeur maximale à maintenir 2C3 Impulse Max : Val. maximale d'impulsions (plage : 20÷400) 2C4 Impulse Min : Val. minimale d'impulsions (plage : 1÷100) 2C5 Bande proportionnelle : Une valeur qui est soustraite ou ajoutée à la valeur du point de consigne ; dans la plage de l'instrument elle calcule le nombre d'impulsions proportionnel à la mesure chimique en fonction de la distance du point de consigne

<b>2C</b>	SSR		
01/06			
E:	mA1		OFF
D:	SSR	2	OFF
► C:	SSR	1	OFF

OFF

OFF

2

REGLAGES

A: Relais 1

B: Relais 2

<b>_2C</b>		
►1: 2: 3: 4: 5:	SetPoint Type Pulse Max Pulse Min Prop Band	7,40pH Acide 400 1 0,20pH
01/05		



Remarque : Voir l'ANNEXE F pour un exemple graphique d'utilisation

### La configuration de SSR2 (MENU INDEX 2D)

2D1 **Point de consigne** : Valeur chimique à maintenir dans le processus

2D2 Type d'activation :

Bas/Alka comme la valeur minimale à maintenir

Haute/Acide comme la valeur maximale à maintenir 2D3 Impulse Max : Val. maximale d'impulsions (plage : 20÷400) 2D4 Impulse Min : Val. minimale d'impulsions (plage : 1÷100) 2D5 Bande proportionnelle : Une valeur qui est soustraite ou ajoutée à la valeur du point de consigne ; dans la plage de l'instrument elle calcule le nombre d'impulsions proportionnel à la mesure chimique en fonction de la distance du point de consigne.

 $\label{eq:result} \textbf{Remarque}: \textit{Voir I'ANNEXE F} \textit{ pour un exemple graphique d'utilisation}$ 

(\*Si la valeur **Impulse min** est supérieure à la valeur **Impulse Max,** la sortie aura la valeur **Impulse Min**)

### MENU DE CONFIGURATION \ LA SORTIE MA1 ET MA2 (MENU INDEX 2E ET 2F)

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément <u>mA1 and 2</u> et validez avec la **touche Enter** 

Faites défiler le menu en utilisant **la touche (+)** ou **(-)**, Sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter** 

Le mA1 sorties (un) et mA2 (deux) sont deux sorties de courant en mA (milliampères), en configuration active avec la plage  $4 \div 20$  mA.

Les **Sorties mA1** et **mA2** peuvent être configurées soit pour la Mesure chimique soit pour la Mesure de la température

### La configuration de la sortie mA1 (MENU INDEX 2E)

2E1 Lancer mA : Valeur de mesure associée à la valeur 4 mA 2E2 Fin mA : Valeur de mesure associée à la valeur 20 mA 2E3 Garder : Bloque la valeur actuelle en cas de maintien d'alarme 2E4 Namur : Configure la valeur du courant à 3,6 mA ou 22 mA en cas d'alarme

**Remarque** : Voir **I'ANNEXE G** pour un exemple graphique d'utilisation

### La configuration de la sortie mA2 (MENU INDEX 2F)

2F1 **Lancer mA** : Valeur de mesure associée à la valeur 4 mA 2F2 **Fin mA** : Valeur de mesure associée à la valeur 20 mA 2F3 **Garder** : Bloque la valeur actuelle en cas de maintien d'alarme

2F4 **Namur** : Configure la valeur du courant à 3,6 mA ou 22 mA en cas d'alarme

**Remarque** : Voir **I'ANNEXE G** pour un exemple graphique d'utilisation

### Configuration de sortie mA1 ou mA2 comme PID

2F1 **SetPoint** : Valeur chimique à maintenir dans le processus 2F2 **Type** : **Bas** comme valeur minimum à maintenir

Haut comme valeur maximum à maintenir 2F3 Algorithme : Le type d'algorithme PID qui va être utilisé 2F4 Prop. Band : La plage proportionnelle du réglage PID comparé au fond d'échelle de l'instrument 2F5 Intég.Time : La partie intégrale est définie. Plusle temps

programmé augmente, et plus le système intervient dans les oscillations de mesure.

2F6 **Dériv. Time** : La partie dérivée est définie. Plus le temps programmé augmente, et plus le système sera prêt aux variations de mesure.

Remarque : Voir l'ANNEXE H pour l'explication du PID

2REGLAGES			
A:	Relais 1	OFF	
В:	Relais 2	OFF	
С:	SSR 1	OFF	
D:	SSR 2	OFF	
► E:	mA1	OFF	
F:	mA2	OFF	
01/06			



<b>_2</b> F	_ Sortie_mA2	
► 1: 2: 3:	Lancer mA Fin mA Garder	-50,0°C 150,0°C NO
4:	Namur	OFF
01/04		





0000137852

### MENU AVANCÉ (INDEX MENU 3)

Utilisez la **touche MODE** pour faire défiler les icônes sur la barre d'état, de gauche à droite, sélectionnez le menu **adv** et confirmez avec la touche **Enter** 

Le menu **Avancé** se compose de treize (13) éléments ou sous-menus, comme suit :

- A : Langue
- B : Mot de passe
- C : Affichage
- D : Mesure chimique
- E : Mesure de la température
- F : Configuration des alarmes
- G : Configuration des sorties
- H : Configuration RS485
- I: Configuration USB
- J : Panneau de configuration
- **K** : Statistiques
- L : Réinitialiser l'instrument
- M : Révision du firmware

R1	R2	F1: 150 F2: 150	mA1: mA2	12.1 : 6.3
		720	ATC pH	
0		7	-	14
	Ente	r to Adva	2 nced	5.1 <sup>Ext</sup>
meas	cal	cctup	adv	View
		Secup		
esc	+	mode	-	enter

3	AVANCEE	
► A:	Langue	Fr
B:	Mot de passe	
D:	Mesure Chimique	
E:	Temp. Mesure	
01/13		

Ci-dessous sont illustrés les paramètres requis pour chaque sous-menu indiqué ci-dessus.

Pour quitter le menu, appuyez sur la **touche Esc** ; lorsque les paramètres ont été modifié, l'instrument affichera la question « sauvegardez ? » ; validez avec la **touche Enter** 



Pour <u>ne pas sauvegarder</u>, sélectionnez NON à l'aide de la **touche (+)** ou **(-)** et confirmez avec la **touche Enter** 

SAVE ?	
OUI	
## MENU AVANCÉ \ LANGUE (MENU INDEX 3A)

Le menu se compose de cinq (5) éléments qui permettent de sélectionner la langue de dialogue pour les menus et les messages de l'instrument.

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément <u>Langue</u> et validez avec la **touche Enter** 

301Utions de

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la touche **Enter** 

3	AVANCEE	
► A:	Langue	Fr
В:	Mot de passe	
С:	Afficher	
D:	Mesure Chimique	
E:	Temp. Mesure	
01/13		



L'instrument modifie automatiquement la langue du menu et revient au niveau précédent, le menu 3.

## MENU AVANCÉ \ MOT DE PASSE (MENU INDEX 3B)

Le menu se compose de trois (3) éléments qui permet de sélectionner le mot de passe de protection du menu et activer le menu Étalonnage ou le menu Configuration.

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter** 

#### La fonction du mot de passe

3B1 **Configurer le mot de passe** : validez la valeur numérique **Remarque** : Si le mot de passe est présent, il sera affiché Exemple : « *Ancien mot de passe 1234* »

3B2 **Menu Étalonnage** : Activer ou désactiver le menu Étalonnage

3B3 **Menu Configuration** : Activer ou désactiver le menu Configuration



Remarque : Pour supprimer le mot de passe, validez quatre zéros (0000) et validez avec la touche Enter

Les exemples suivants sont des sous-menus ci-dessus.



## Menu 3B1

Validez la valeur de mot de passe, autre que 0000 Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément suivant avec la touche **Mode**.



OUI= Menu Activé NO = Menu Désactivé; on peut l'accéder par introduire le mot de passe

## Menu 3B3

OUI = Menu Activé NO = Menu Désactivé; on peut l'accéder par introduire le mot de passe

3	AVANCEE	
A:	Langue	Fr
► B:	Mot de passe	
С:	Afficher	
D:	Mesure Chimique	
E:	Temp. Mesure	
01/13		



3B1_Mot de Pas	
0 0 0 0	
Ancien mot de passe 1234	





## MENU AVANCÉ \ AFFICHAGE (MENU INDEX 3C)

Le menu se compose de cinq (5) éléments qui permettent de sélectionner le Contraste, Mode, Mode On, Mode Off, Inverser.

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter** 

## La fonction de l'affichage :

3C1 **Contraste :** Valeur d'équilibre entre les écrits de menu et la luminosité de l'arrière-plan

3C2 Mode : Allumé, éteint, ajustement « ECO »

3C3 **On :** La fonction de la valeur de la lumière est toujours allumée

3C4 **ECO** : La fonction de la valeur de la lumière de régulation électronique

3C5 Affichage négatif (inverse) : affichage inversé, écrits blancs sur fond noir

Les exemples suivants sont des sous-menus ci-dessus.

## Menu 3C1

Règle la luminosité de l'arrière-plan.

## Menu 3C2

Sélectionnez la fonction de rétroéclairage : OFF = Éteint ; ON = Allumé; ECO = Pale

#### Menu 3C3

Sélectionnez la valeur de luminosité pour le mode ON

#### Menu 3C4

Sélectionnez la valeur de luminosité pour le mode ECO Réduit la lumière après un minute

#### Menu 3C5

Inversez les écrits sur l'écran pour obtenir un contraste élevé

3	AVANCEE	
A: B:	Langue Mot de passe	Fr
►C:	Afficher	
D:	Mesure chimique	
Е:	Temp. Mesure	
03/13	3	



_3C1_	Contraste	

_3C2Mode	
► □ OFF	

_363_	U	

0	5	0	0/0

<u>3C4</u>	ECO	

	3C5	Inversion_	
•		OFF	
		ON	

0 5 0 8

## MENU AVANCÉ \ MESURE CHIMIQUE (MENU INDEX 3D)

Le menu se compose de trois (3) éléments qui permettent de sélectionner l'Unité de mesure. la Compensation de température et le Filtre de mesure.

Faites défiler le menu en utilisant la touche (+) ou (-), sélectionnez l'élément et validez avec la touche Enter

La fonction Mesure chimique (MENU INDEX 3D)

3D1 Unité de mesure : Sélectionnez la mesure chimique, pH ou mV

3D2 Compensation de la température : La mesure est compensée pour la température :

- MTC= Manuel, avec une valeur fixe, réglée manuellement.
- **ATC**= Automatique, avec capteur de température •
- Remarque : Pour configurer manuellement la valeur, accéder au menu 3E2 Mes. Temp.

3D3 Filtre de mesure: La mesure est filtrée avec la moyenne arithmétique.

- Low = moyenne arithmétique toutes les 4 secondes
- **Moyen** = moyenne arithmétique toutes les 8 secondes
- **Haut** = moyenne arithmétique toutes les 16 secondes •

Les exemples suivants sont des sous-menus ci-dessus.

#### Menu 3D1

Sélectionnez la mesure chimique pH ou mV (Redox). **Remargue** : Le changement d'unité de mesure mène à une

réinitialisation des paramètres avec les valeurs par défaut

Ĺ	3D1 <sub>.</sub>		Unité_Mes_	
•		рН mV	(Redox)	
01	/02			

#### Menu 3D2

Sélectionnez le mode de compensation de température pour la Mesure chimique.

Remargue : Elle n'a aucun effet pour les mesures ORP.

#### Menu 3D3

La mesure est filtrée avec la moyenne arithmétique.

- Low = moyenne arithmétique toutes les 4 secondes
- **Moyen** = moyenne arithmétique toutes les 8 secondes
- **Haute** = moyenne arithmétique toutes les 16 secondes





Mesure\_Chimique

рΗ

Haute

MTC

▶ 1: Unité Mes.

3: Filtre

2: Temp Comp

3D

01/03

3D2

► ■ MTC

01/02

□ ATC



Temp Comp

## MENU AVANCÉ \ MESURE DE LA TEMPÉRATURE (MENU INDEX 3E)

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter** 

## La fonction Mesure de la température (MENU INDEX 3E)

3E1 Sélectionnez : capteur de température PT100 ou PT1000 connecté ou utilisant une valeur manuelle de la température.
3E2 Unité de mesure : Validez l'unité Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F)

**3E3 Valeur manuelle** : Validez la valeur de température sans le capteur de température PT100 ou PT1000

**3E4 Filtre :** La mesure est filtrée avec la moyenne arithmétique.

- Low = moyenne arithmétique toutes les 4 secondes
- **Moyen** = moyenne arithmétique toutes les 8 secondes
- Haute = moyenne arithmétique toutes les 16 secondes

Les exemples suivants sont des sous-menus ci-dessus.

#### Menu 3E1

Sélectionnez entre la fonction manuelle de la valeur de température et la mesure de la température externe via le capteur de température PT100 ou PT1000

#### Menu 3E2

Sélectionnez l'unité de mesure.

#### Menu 3E3

Validez la valeur de température comme valeur manuelle

#### Menu 3E4

La mesure est filtrée avec la moyenne arithmétique.

- **Low** = moyenne arithmétique toutes les 4 secondes
- **Moyen** = moyenne arithmétique toutes les 8 secondes
- **Haute** = moyenne arithmétique toutes les 16 secondes













- ► Low
  - □ Moyen □ Haute

01/03

## MENU AVANCÉ \ CONFIGURATION DES ALARMES (MENU INDEX 3F)

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter** 

## La fonction Configuration des alarmes

3F1 Logique Reed : Validez la logique du capteur

- Reed NO (Normalement Ouvert)
- Reed NC (Normalement Fermé)

**3F2 Temporisation Reed** : Validez la temporisation pour l'activation de l'alarme à changer l'état REED

**3F3 Temporisation Hold** : Validez la temporisation pour l'activation de l'alarme pour la présence d'un signal HOLD **3F4 Interruption du réseau** : Active une alarme visuelle en cas d'interruption de l'alimentation en priorité.

**3F5 Blocage de l'instrument** : Permet le blocage de l'instrument en cas d'alarme. Les sorties sont automatiquement configurées sur l'état d'alarme programmée.

**3F6 Alarme sonde de temp.** : Active une alarme visuelle ou à distance en cas la sonde de température est cassée ou débranchée

**3F7 Service** : Validez une valeur dans les jours à afficher un message de « Maintenance requise »

3	AVANCEE
B:	Mot de passe
D:	Mesure Chimique
E: ► F·	Temp. Mesure Réglag Alarme
06/13	Negray. maine



## MENU AVANCÉ \ CONFIGURATION DES SORTIES (MENU INDEX 3G)

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter**.

## La fonction Configuration des sorties

**3G1 Relais 1** : Désactivé (Off), On/OFF (seuil), Temporisé, PWM proportionnel, soit pour la Mesure chimique, soit pour la Mesure de la température

**3G2 Relais 2** : Désactivé (Off), On/OFF (seuil), Temporisé, PWM proportionnel, soit pour la Mesure chimique, soit pour la Mesure de la température, et aussi Lavage de la sonde, Alarme à distance

3G3 SSR 1 : Désactivé (Off), Mesure chimique, Mesure de la température
3G4 SSR 2 : Désactivé (Off), Mesure chimique, Mesure de la température
3G5 mA 1 : Désactivé (Off), Mesure chimique, Mesure de la température, Mesure PID, Température PID

**3G6 mA 2 :** Désactivé (Off), Mesure chimique, Mesure de la température, Mesure PID, température PID

**Remarque** : Dans le menu Configuration (MENU INDEX 2) il est possible de configurer les paramètres pour chaque fonction sélectionnée.



## MENU AVANCÉ \ CONFIGURATION DU PORT RS485 (MENU INDEX 3H)

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter** 

## La fonction Configuration du port série RS485 :

3H1 RS485 : Active le port série (Activer/Désactiver)
3H2 Mode : Protocole standard utilisé (RTU/Ascii)
3H3 Adresse : Adresse de communication (ID 1÷247)
3H4 Baude taux : Vitesse de communication (1200÷115200 bps)
3H5 Bit parité : Bit de parité pour vérifier la transmission (aucun, impair, pair)
3H6 Bit d'arrêt : Bits d'arrêt pour configurer le temps d'attemps d'attemps



3H6 Bit d'arrêt : Bits d'arrêt pour configurer le temps d'attente (1, 2)
3H7 DOA: Active/Désactive le port série (Activer/Désactiver)

**Remarque** : La fonction RS485 sur le code standard n'est pas disponible

Remarque : la communication a toujours lieu (RTU / ASCII) avec 8 bits de données

- Le temps de scrutation minimum est fixé à 200 ms.
  - Les commandes acceptées sont :
    - a) Report Slave ID

•

- b) Écrire plusieurs registres (max 4 registres par interrogation)
- c) Lire les registres de maintien (max 4 registres par interrogation)
- Le système répond toujours à ces commandes
- Si vous n'êtes pas en mode Visualisation du niveau ou Panneau de configuration RS485, cas dans lesquels vous reçoivent en réponse un code d'erreur et la commande n'est pas exécutée.
- Chaque opération d'écriture qui se produit dans les registres avec des résultats positifs, écrit une certaine valeur sur le registre spécifique.

Pour sauvegarder dans la mémoire de l'instrument la valeur écrite dans le registre, vous devez exécuter une commande d'écriture de mémoire réalisée avec une opération d'écriture sur plusieurs des registres (quantité de données à écrire 1) à l'adresse du registre de commande (4000), avec le paramètre 2.

Alternativement, si vous quittez la programmation, le système lui-même va vous demander de sauvegarder les modifications apportées aux paramètres dans la mémoire parce que le système révèle automatiquement que les paramètres en mémoire ont été modifiés et il propose de les sauvegarder.

Si l'instrument est éteint SANS avoir sauvé les registres écrits, le système redémarre avec les valeurs définies précédemment dans la mémoire.

## Exemple : Relais 1 configuré comme « *Mesure ON/OFF* ». Point de consigne à configurer [index 2A1] : 7,40pH

Conversion Décimale → Hexadécimale : 740 → 0x2E4 Nombre de décimales pour le Point de consigne : 2

Ci-dessous sont présentés les valeurs à être écrites dans les registres relatifs au Point de consigne RL1 [menu index 2A1] :

Adresse 3100 : 0x02E4 (Point de consigne L) Adresse 3101 : 0x0000 (Point de consigne H)

## Commande Écrire des registres multiples

Addr	Func	Start Addr H	Start Addr L	Data Word H	Data Word L	Data Byte Count	Data 3100 H	Data 3100 L	Data 3101 H	Data 3101 L	CRC H	CRC L
0x01	0x10	0x0C	0x1C	0x00	0x02	0x04	0x02	0xE4	0x00	0x00	0xE6	0x79

Pour finaliser l'opération d'écriture du Point de consigne RL1 dans l'EEPROM de l'instrument, exécutez la commande suivante :

Adresse 4000 : 0x02 (Écrire à Eeprom) \*

## Commande Écrire des registres multiples

Addr	Func	Start Addr H	Start Addr L	Data Word H	Data Word L	Data Byte Count	Data 4000 H	Data 4000 L	CRC H	CRC L
0x01	0x10	0x0F	0xA0	0x00	0x01	0x02	0x00	0x02	0xC0	0x31

\* En cas de configuration de plusieurs paramètres, il est recommandé d'exécuter la commande 4000 une seule fois après les paramètres configurés

Pour lire le Point de consigne RL1, exécutez la commande suivante :

## La commande Lire registres de maintien

Addr	Func	Start Addr H	Start Addr L	Data Word H	Data Word L	CRC H	CRC L
0x01	0x03	0x0C	0x1C	0x00	0x02	0x06	0x9D

Le Point de consigne de lecture sera formaté comme suit :

Adresse 3100 : 0x02E4 (Point de consigne L) Adresse 3101: 0x0000 (Point de consigne H)

La reconstruction les données que aura la valeur suivante : 7,40pH

Pour vérifier les données configurées vérifiez l'élément de menu Point de consigne RL1 à l'index 2A1.

## MENU AVANCÉ \ CONFIGURATION DU PORT USB (MENU INDEX 3I)

La fonction est destinée à un usage interne, pour tester et vérifier l'instrument.

3	AVANCEE
Е:	Temp. Mesure
F:	Réglag. alarmes
G:	Réglag. sortie
Н:	RS485 Cadre
► I:	Paramètres USB
09/13	

## MENU AVANCÉ \ PANNEAU DE CONFIGURATION (MENU INDEX 3J)

#### Menu 3J Panneau de configuration

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter** 

3J1 Mesure chimique : Affiche la mesure non filtrée en mV. 3J2 Mesure Temp. : Affiche la mesure non filtrée en °C/°F 3J3 Test Relais 1 : Fermeture manuelle du contact de relais 3J4 Test Relais 2 : Fermeture manuelle du contact de relais 3J5 Fréquence de simulation 1 : Simule une valeur de sortie 3J6 Fréquence de simulation 2 : Simule une valeur de sortie 3J7 Sortie courant simulation 1 : Simule une valeur de sortie 3J8 Sortie courant simulation 2 : Simule une valeur de sortie 3J9 Affiche l'état d'entrée Reed 3J10 Affiche l'état d'entrée Hold

3J11 Voir les cadres Modbus envoyés et reçus.

**Remarque** : L'instrument permet la simulation simultanée des sorties multiples, toutes les valeurs de configuration seront supprimées à la sortie du menu **3J Panneau de configuration**.

## AVANCEE

- F: Réglag. alarmes
- G: Réglag. sortie
- H: RS485 Cadre
- I: Paramètres USB
- J: Panneau Config.

10/13

3



## MENU AVANCÉ \ STATISTIQUES (MENU INDEX 3K)

#### Menu 3K Statistiques

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter** 

- **3K1** Nombre de Démarrages enregistrés
- 3K2 Nombre d'Alarmes enregistrées
- **3K3** Nombre d'activations Relais1
- 3K4 Nombre d'activations Relais 2
- 3K5 Nombre d'activations Reed
- 3K6 Nombre d'activations Hold

**3K7** Réinitialiser toutes les valeurs enregistrées dans le menu statistiques

3	_AVANCEE
G: H:	Réglag. sortie RS485 Cadre
I:	Paramètres USB
J:	Panneau Config.
► K:	Statistiques
11/13	



MENU AVANCÉ \ RÉINITIALISER L'INSTRUMENT (MENU INDEX 3L)

$\ $	ļ	Ń

**Menu 3L** Réinitialiser l'instrument L'instrument permet de supprimer tous les paramètres et réinitialiser les valeurs par défaut.

## 3 AVANCEE

- H: RS485 Cadre
- I: Paramètres USB
- J: Panneau Config.
- K: Statistiques
- ▶ L: System Reset

12/13

_3LSystem_Reset
Etes-vous sur?
NO OUI

## MENU AVANCÉ \ RÉVISION DU FIRMWARE (MENU INDEX 3M)

Solutions de de

**Menu 3M** Révision du firmware L'instrument affiche le code du firmware et la révision de l'appareil.

3	AVANCEE	
I:	Paramètres	USB

- J: Panneau Config.
- K: Statistiques
- L: System Reset
- ▶ M: Révision Fw

13/13

_3M_	_Révision_Fw
	Code Firmware 0000529XXX
2	Révision Fw X.X

## **MENU VISUALISATION (MENU INDEX 4)**

Utilisez la **touche MODE** pour faire défiler les icônes de la barre d'état, de gauche à droite, sélectionnez le menu **Visualisation** et validez avec la **touche Enter**.

Le **Menu Aperçu** se compose de 6 visualisations

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la touche **Enter**.





## Tableau des Visualisations



## UTILISATION DE L'APPLICATION WEB

Le système peut être contrôlé via la nouvelle interface internet du dispositif. Celle-ci permet à l'utilisateur de programmer et gérer le système à travers un navigateur, localement ou bien à partir d'un PC, d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un smartphone.

Pour tous les détails concernant la connexion via Kommbox, il est recommandé de lire le mode d'emploi du KommBox (n° de série 0000138153).

## 1. TABLEAU DE BORD

L'écran du tableau de bord donne les affichages suivants :

- a) Barre d'en-tête avec l'indication des mesures principales.
- b) Barres réduites renvoyant aux sections principales du contrôleur.
- c) **Sections principales**, qui contiennent tous les widgets permettant de vérifier, monitorer et appliquer les nouveaux paramètres du contrôleur.

K100PR	pH <b>7.00</b>	Temperature 25.0 °C	^
후 🌢 🖓 🕑 🖗 Update 02/02	021 12:39:19 UTC		(i) 🕄 💿 🕄
	Instant Values		~
	Graphs And Levels		v
	Alarms		<b>~</b> .
	Status		×.
	Relay 1 Settings		~
	Relay 2 Settings		· · · ·
	SSR 1 Settings		~
	SSR 2 Settings	So	~
	OUT mA 1 Settings		~
	OUT mA 2 Settings		~
	Advanced Settings	x lons	×

## 2. VALEURS INSTANTANÉES

La section des valeurs instantanées contient la représentation de tous les widgets relatifs aux mesures du contrôleur.

K100PR	рН <b>7.00</b>	Temperature 25.0 °C	^
🗄 🗘 💭 🛞 🖗 Updat	le 03/09/2021 12:39:19 UTC		0 3 0 3
	Instant Values		^
		On graph 3.00 0 0 7.00 pH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

K100CD	EC-Cond 0.021 KOhm	Temperature <b>25</b>	<b>.0</b> °C	^
🗄 🖨 😋 💿 🖗 Update	03/09/2021 12:45:42 UTC			0 3 0 3
	Instant Values			^
		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	On graph 50 0 100 -50 100	
		0.0210 KΩ EC-Cond	25.0 °C Temperature	

## 3. ALARMES

La section des alarmes contient la représentation de tous les widgets relatifs aux alarmes du contrôleur.



La section des valeurs d'état contient la représentation de tous les widgets relatifs aux états du contrôleur.

- a) état allumé ou éteint des relais ;
- b) état ou nombre d'impulsions par minute des SSR1 et SSR2 ;
- c) état des sorties analogiques mA1 et mA2.

Status				
		On graph	On graph	
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	$\bigcirc$	
		Relay 1	Relay 2	
On g	raph	On graph	On graph	On graph
400 F	Pulse/min	0 Pulse/min	0.00 mA	0.00 mA
	SSR 1	SSR 2	mA1	mA2

## 5. RELAIS ET SSR

#### Les Paramètres du relais 1 :

La section des paramètres du relais 1 contient la représentation de tous les widgets relatifs au relais 1 du contrôleur.

- a) Association : il s'agit de la mesure à laquelle le relais 1 a été affecté ;
- b) **Function** : il s'agit de la méthode de temporisation d'activation entre ON/OFF, Temporisé ou PWM à laquelle le relais 1 a été affecté ;
- c) **Type** : il s'agit de la valeur minimale et maximale pour conserver le processus ;
- d) **SetPoint** : il s'agit de la valeur à maintenir dans le processus.

Relay 1 Settings					^
	MEASURE	ON/OFF	Type	DEH EST	
	Association	Function	Defaults On graph	Defaults On graph 9,14	
					Cancel Apply

#### Les Paramètres du relais 2 :

La section des paramètres du relais 2 contient la représentation de tous les widgets relatifs au relais 2 du contrôleur.

- a) Association : il s'agit de la mesure à laquelle le relais 2 a été affecté ;
- b) **Function** : il s'agit de la méthode de temporisation d'activation entre ON/OFF, Temporisé, PWM ou Lavage sonde à laquelle le relais 2 a été affecté ;
- c) Type : il s'agit de la valeur minimale et maximale pour conserver le processus ;
- d) **SetPoint** : il s'agit de la valeur à maintenir dans le processus.

Relay 2 Settings	ition			^
	MEASURE	Type	DBH 7484 0 2.5 7 10.5 14	
	Association Function	Defaults On graph	Defaults On graph 7,4	
				Cancel Apply

Relay 2 Settings						^
			On graph	On graph	On graph	
	MEASURE	PROBE WASHING	0	60	1440	
	Association	Function	Wash Time (ss)	Delay Time (ss)	Walt Time (mm)	

## Les Paramètres SSR 1 :

La section des paramètres SSR 1 contient la représentation de tous les widgets relatifs au SSR 1 du contrôleur.

- a) Association : il s'agit de la mesure à laquelle le SSR 1 a été affecté ;
- b) Type : il s'agit de la valeur minimale et maximale pour conserver le processus ;
- c) **SetPoint** : il s'agit de la valeur à maintenir dans le processus ;
- d) PropBand : il s'agit de la valeur qui est soit soustraite soit ajoutée au point de consigne ;
- e) **Pulse min** : il s'agit de la valeur min. d'impulsions (plage : 1÷100) ;
- f) **Pulse max** : il s'agit de la valeur max. d'impulsions (plage : 20÷400).

SSR 1 Settings	
	Type pH SetPoint pH PropBand
MEASUR	ACID V 0 2.3 7 10.3 14 22 2.9 1.6 2.3 2
Association	Defaults On graph 2,75 Defaults On graph 0,2
	Pulse min Pulse max 1 Pulsemin 100 Pulsemin 20 Pulsemin Contraction
	Defaults On graph 1 Defaults On graph 400

#### Les Paramètres SSR 2 :

La section des paramètres SSR 2 contient la représentation de tous les widgets relatifs au SSR 2 du contrôleur.

- a) Association : il s'agit de la mesure à laquelle le SSR 2 a été affecté ;
- b) Type : il s'agit de la valeur minimale et maximale pour conserver le processus ;
- c) SetPoint : il s'agit de la valeur à maintenir dans le processus ;
- d) PropBand : il s'agit de la valeur qui est soit soustraite soit ajoutée au point de consigne ;
- e) Pulse min : il s'agit de la valeur min. d'impulsions (plage : 1÷100) ;
- f) **Pulse max** : il s'agit de la valeur max. d'impulsions (plage : 20÷400).

	Type pH SetPoint pH PropBand	
MEASURE		
Association	Defaults         O ng raph         Defaults         O ng raph         12.11         Defaults         O ng raph         0.2	
	Pulse min Pulse max I Records I Reco	
	6 28 31 75 10 20 115 210 205 400	
	Defaults O on graph 1 Defaults O on graph 400	

## 6. PARAMÈTRES DE SORTIE

La section des paramètres OUT mA1 contient la représentation de tous les widgets relatifs à la sortie mA1 du contrôleur.

- a) Association : il s'agit de la mesure à laquelle la sortie mA1 a été affectée ;
- b) **PID** : si l'algorithme PID est activé (ON) ou désactivé (OFF).
- c) Start : valeur de la mesure associée à 4 mA ;
- d) End : valeur de la mesure associée à 20 mA.

OUT mA 1 Settings					^
	MEASURE A	OFF	PH Start	pH End	
					Cancel Apply

#### Les Paramètres OUT mA2 :

La section des paramètres OUT mA2 contient la représentation de tous les widgets relatifs à la sortie mA2 du contrôleur.

- a) Association : il s'agit de la mesure à laquelle la sortie mA2 a été affectée ;
- b) **PID** : si l'algorithme PID est activé (ON) ou désactivé (OFF).
- c) **PID Type** : il s'agit de la valeur minimale et maximale pour conserver le processus ;
- g) SetPoint : il s'agit de la valeur à maintenir dans le processus ;

OUT mA 2 Settings					,
	MEASURE B	ON LOW Default	A SetPoint	55 599 ppm	
	Association	PID	U		
		90			Cancel Apply
		tions			
		SOLU			

## 7. PARAMÈTRES AVANCÉS

La section des paramètres avancés contient la représentation de tous les widgets relatifs aux paramètres avancés du contrôleur.

- a) Temp Comp (A) : la mesure est compensée pour la température ;
- b) Filtre (A) : type de filtre utilisé pour le calcul de la mesure A ;
- c) Filtre (B) : type de filtre utilisé pour le calcul de la mesure B ;
- d) Sensor Type : le type de capteur utilisé, 0/20 mA ou 4/20 mA ;
- e) Minimum Value : la valeur correspondant à 0 mA ou 4 mA ;
- f) Unit : l'unité de mesure utilisée pour la mesure du contrôleur ;
- g) Maximum Value : la valeur correspondant à 20 mA ;
- h) Unit : l'unité de mesure utilisée pour la mesure du contrôleur ;
- i) Over Range Setting : réglage hors plage, ON si activé, OFF si désactivé ;
- j) Under Range Setting : réglage sous plage, ON si activé, OFF si désactivé.



## **SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES**

Spécifications pH/ORP	
Plage pH	De 0,00 à 14,00 pH
Plage mV	De –2000 à 2000 mV
Résolution pH	0,01
Précision pH	± 0,01 pH
Résolution mV	1 mV
Précision mV	±1mV
Impédance d'entrée	> 10 <sup>12</sup>
Isolation	Fonctionnelle
Spécifications Pt100/ Pt1000	
Entrée de la température	Pt100/Pt1000
Détection Pt100/Pt1000	Automatique
Condition d'erreur	Détection automatique de la sonde déconnectée / endommagée
Courant primaire	1 mA
Plage de mesure de température	De –50,0 à 150,0 °C (De –58,0 à 302,0 °F)
Distance maximale capteur	De 10 à 20 m (de 33 à 65 ft) en fonction du capteur
Résolution de la température	0,1°C (°F)
Précision de la température**	Pt100 : ± 0,5°C (± 0,9 °F) - Pt1000 : ± 0,2°C (± 0,4 °F)
Isolation	Fonctionnelle

## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES POUR LA VERSION 1/4DIN

Dimensions (châssis – L x H x P)*	92 x 92 x 57,3 mm (3.62 x 3.62 x 2.26 in)
Cadre avant – (L x H)	96 x 96 mm (3.78 x 3.78 in)
Max. profondeur	42 mm (1.65 in)
Poids	400 g (0,88 lb)
Matériel	ABS/polycarbonate
Protection	IP 65 (frontal)/IP 20 (châssis)
Humidité relative	De 0 à 95% sans condensation

\* L = largeur, H = hauteur, P = profondeur

## **SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES POUR LA VERSION 1/2DIN**

Dimensions (châssis – L x H x P)*	144 x 144 x 122,5 mm (5.67 x 5.67 x 4.82 in)
Cadre avant – (L x H)	144 x 144 mm (5.67 x 5.67 in)
Poids	823 g (1,81 lb)
Matériel	ABS/polycarbonate
Protection	IP 65
Humidité relative	De 0 à 100% condensation

\* L = largeur, H = hauteur, P = profondeur

## **SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LA VERSION 1/2DIN & 1/4DIN**

Température de stockage	De – 25 à 65 °C (de – 13 à 149 °F)
Plage de température environnementale de fonctionnement	De −10 à 50 °C (de 14 à 122 °F)
Émissions	Selon les spécifications EN55011 classe A

## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Alimentation (version 100÷240 VCA)			
Exigences électriques	De 100 à 240 VAC, 5 VA		
Fréquence	De 50 à 60 Hz		
Fusible de l'alimentation	500 mA temporisation pas récupérable		
Protection contre les courts-circuits	Active		
Alimentation (version 12÷32 VCC)	•		
Exigences électriques	De 12 à 32 VCC, ou 24Vac±10%, 3,5W		
Fusible de l'alimentation	1 A temporisation pas récupérable		
Protection contre les courts-circuits	Active		
Protection contre l'inversion de polarité	Active		
Sorties de relais	·		
RL1 et RL2	2-SPST mécanique 250 VAC/5A, 30 VCC/3 A		
Configuration du relais RL1	Activation de charge		
Configuration du relais RL2	Activation de charge, Lavage de la charge, Répétition de l'alarme		
Temps de cycle	De 1sec à 3600sec		
Temporisation	De 1sec à 3600sec		
Modo d'ossai			
Sertice SSB (Belgie etetigues)			
Sorties SSR (Relais statiques)	2 SPST 400 V/AC may 125 mA Didiractionnal NDN DND		
Pésietaneo dans l'état ON	26 ohm @ 50mA		
Courant de fuite dans l'état OEE			
Configuration SSP1 at SSP2	Sortio d'impulso		
Plage de fréquence			
Mode d'essai			
Outputs 4÷20 mA			
	2 sorties 4÷20 mA, galvaniquement isolées l'une de l'autre et de l'alimentation		
Erreur de mesure	électrique.		
Charge	max. 800 Ω		
Condition d'erreur	NAMUR: OFF, 3,6 mA, 22 mA		
Mode d'essai	De 3 à 23 mA		
Entrées digitales	S		
Entrée digitale FREQ1	(*) Entrée pour compteur externe		
Entrée digitale DIR1	(*) Direction entrée numérique pour le compteur externe		
Entrée digitale REED	Entrée pour contact sec5 VCC, max 6 mA		
Entrée digitale HOLD	Entrée alimentée 12:32 VCC, max 10 mA		
Port de communication			
Port de communication digital USB	(*) Port USB, type connecteur B *		
Port de communication digital RS485	Optionnel (sur demande)		
Sortie 5 Vdc			
Tension	(**) 5 V CC ±2%, max. 20 mA		
Protection contre les courts-circuits	Active		
Interface utilisateur	1		
Bornes de connexion	Bornes à vis amovibles AWG 14 < 2.5 mm <sup>2</sup>		
Temps de cycle de la machine	ca. 1 s		
Clavier	5 touches tactiles		
Affichage	Affichage ACL 128x128 pixels, transflectif, rétroéclairé		
Actualiser l'affichage	500 msec		
Rétroéclairage	Blanc, vert et rouge avec fonction d'économie d'énergie		
v			

Cette fonction ne est pas utilisée
 \*\* NE PAS dépasser la limite de courant maximale admissible, RISQUE d'endommager l'appareil

## ANNEXE A : CONFIGURATION DU RELAIS ON/OFF

Voici un exemple de configuration pour le Relais 1 ou 2 pour régler le pH par dosage du produit chimique acide en utilisant la méthode impulsion / pause (ON/OFF). Exemple :





#### **Remarques :**

- Activation du relais : Lorsque la mesure (ligne noire) dépasse le Point de consigne, le relais est activé et cet état est maintenu jusqu'à ce que la mesure se diminue au Point de consigne (voir relais 1).
- **Temporisation d'activation** : En configurant les éléments du menu « 5 » et « 6 » l'activation du relais sera retardée à la durée définie (voir relais 1).
- Mesure chimique en dehors de la plage : Lorsque la mesure (ligne noire) dépasse la valeur maximale ou minimale d'En dehors de la plage (ligne verte), le système affiche une alarme visuelle et bloque le dosage en modifiant l'état du relais 1 ou 2.

La fonction ALKA : En configurant l'élément de menu « 2 » avec la variable ALKA (alcaline) les activations des relais sont inversées par rapport au schéma ci-dessus.

La fonction Hystérésis : En configurant les éléments des menus « 3 » et « 4 » l'instrument maintient l'état d'activation du relais tant pour la valeur de mesure chimique et pour la durée.

## ANNEXE A : CONFIGURATION DU RELAIS ON/OFF AVEC DUREE DE PERMANENCE ET FONCTION OFA

Voici un exemple de configuration pour le Relais 1 ou 2 pour régler le pH par dosage du produit chimique acide en utilisant la méthode d'impulsions / de pause (ON/OFF) avec des temporisateurs OFA et Mesure de permanence





Tous les paramètres décrits à la page précédente restent valables.

#### Remarque :

- OFA (alerte surdosage intégrée) : En configurant la fonction « 7 » OFA avec un temps en heures et en minutes, un temporisateur de contrôle est activé en parallèle à l'activation du relais. La fonction vérifie les temps de persistance de relais activé et crée une pré-alarme visuelle à 70% de la valeur de consigne et une alarme de blocage (R') à la fin de la durée définie (100%). Une intervention manuelle sera nécessaire pour éliminer le blocage avec la réinitialisation de la fonction OFA dans le menu Alarmes (voir la section des alarmes)
  - Permanence de la mesure : En configurant la fonction « 9 » Permanence, représentée sur le graphique avec une ligne jaune, une fonction est activée pour vérifier la mesure répétitive autour du de l'intervalle configuré. La mesure de la persistance égale à la durée configurée génère une alarme avec le blocage de l'instrument ; le temps de permanence (R") est représenté par la couleur rouge. Une intervention manuelle sera nécessaire pour éliminer le blocage avec la réinitialisation de la fonction Permanence dans le menu d'Alarmes (voir la section des alarmes).

## ANNEXE B : CONFIGURATION DU RELAIS TEMPORISÉ

Voici un exemple de configuration pour le Relais 1 ou 2 pour régler le pH par dosage du produit chimique acide en utilisant la méthode temporisée.





#### **Remarques :**

- Activation du relais : Lorsque la mesure (ligne noire) dépasse le Point de consigne, le relais est activé et les temps on et OFF sont exécutés comme configurés dans les éléments des menus « 10 » et « 11 » ; cet état est maintenu jusqu'à ce que la mesure se diminue au Point de consigne (voir relais 1).
- **Temporisation d'activation** : En configurant les éléments du menu « 5 » et « 6 » l'activation du relais sera retardée à la durée définie (voir relais 1).
- **Mesure chimique en dehors de la plage** : Lorsque la mesure (ligne noire) dépasse la valeur maximale ou minimale d'En dehors de la plage (ligne verte), le système affiche une alarme visuelle et bloque le dosage en modifiant l'état du relais 1 ou 2

La fonction ALKA : En configurant l'élément de menu « 2 » avec la variable ALKA (alcaline) les activations des relais sont inversées par rapport au schéma ci-dessus

La fonction Hystérésis : En configurant les éléments des menus « 3 » et « 4 » l'instrument maintient l'état d'activation du relais tant pour la valeur de mesure chimique et pour la durée

# ANNEXE B : CONFIGURATION DU RELAIS TEMPORISE AVEC DUREE DE PERMANENCE ET FONCTION OFA



Tous les paramètres décrits à la page précédente restent valables.

#### Remarque :

- OFA (alerte surdosage intégrée) : En configurant la fonction « 7 » OFA avec un temps en heures et en minutes, un temporisateur de contrôle est activé en parallèle à l'activation du relais. La fonction vérifie les temps de persistance de relais activé et crée une pré-alarme visuelle à 70% de la valeur de consigne et une alarme de blocage (R') à la fin de la durée définie (100%). Une intervention manuelle sera nécessaire pour éliminer le blocage avec la réinitialisation de la fonction OFA dans le menu Alarmes (voir la section des alarmes)
  - Permanence de la mesure : En configurant la fonction « 9 » Permanence, représentée sur le graphique avec une ligne jaune, une fonction est activée pour vérifier la mesure répétitive autour du de l'intervalle configuré. La mesure de la persistance égale à la durée configurée génère une alarme avec le blocage de l'instrument ; le temps de permanence (R") est représenté par la couleur rouge. Une intervention manuelle sera nécessaire pour éliminer le blocage avec la réinitialisation de la fonction Permanence dans le menu d'Alarmes (voir la section des alarmes)

## ANNEXE C : CONFIGURATION DU RELAIS PROPORTIONNEL (PWM)

Voici un exemple de configuration pour le Relais 1 ou 2 pour régler le pH par dosage du produit chimique acide en utilisant la méthode proportionnelle (PWM).





#### Remarque :

- Activation du relais : Lorsque la mesure (ligne noire) dépasse le Point de consigne, le relais est activé et les temps on et OFF sont exécutés par rapport à la bande proportionnelle configurée dans les éléments des menus « 10 » et « 11 » ; cet état est maintenu jusqu'à ce que la mesure se diminue au Point de consigne (voir relais 1)
- **Temporisation d'activation** : En configurant les éléments du menu « 5 » et « 6 » l'activation du relais sera retardée à la durée définie (voir relais 1)
- **Mesure chimique en dehors de la plage** : Lorsque la mesure (ligne noire) dépasse la valeur maximale ou minimale d'En dehors de la plage (ligne verte), le système affiche une alarme visuelle et bloque le dosage en modifiant l'état du relais 1 ou 2

La fonction ALKA : En configurant l'élément de menu « 2 » avec la variable ALKA (alcaline) les activations des relais sont inversées par rapport au schéma ci-dessus

La fonction Hystérésis : En configurant les éléments des menus « 3 » et « 4 » l'instrument maintient l'état d'activation du relais tant pour la valeur de mesure chimique et pour la durée.

## ANNEXE C : CONFIGURATION DU RELAIS PROPORTIONNEL (PWM) AVEC DUREE DE PERMANENCE ET FONCTION OFA



Tous les paramètres décrits à la page précédente restent valables.

## Remarque :

- OFA (alerte surdosage intégrée) : En configurant la fonction « 7 » OFA avec un temps en heures et en minutes, un temporisateur de contrôle est activé en parallèle à l'activation du relais. La fonction vérifie les temps de persistance de relais activé et crée une préalarme visuelle à 70% de la valeur de consigne et une alarme de blocage (R') à la fin de la durée définie (100%). Une intervention manuelle sera nécessaire pour éliminer le blocage avec la réinitialisation de la fonction OFA dans le menu Alarmes (voir la section des alarmes)
- Permanence de la mesure : En configurant la fonction « 9 » Permanence, représentée sur le graphique avec une ligne jaune, une fonction est activée pour vérifier la mesure répétitive autour du de l'intervalle configuré. La mesure de la persistance égale à la durée configurée génère une alarme avec le blocage de l'instrument ; le temps de permanence (R") est représenté par la couleur rouge. Une intervention manuelle sera nécessaire pour éliminer le blocage avec la réinitialisation de la fonction Permanence dans le menu d'Alarmes (voir la section des alarmes)

## ANNEXE D : CONFIGURATION DU RELAIS 2 POUR LE LAVAGE AUTOMATIQUE

Over Rang

SetPoin

Voici un exemple de configuration pour le Relais 2 avec fonction de Lavage pour automatiser la sonde de nettoyage avec un dispositif externe (\*).



## Remarque :

- **Durée du lavage** : Relais 2 est activé à la fin du temporisateur « Attendez nouveau lavage » et active un périphérique externe à l'heure réglée. L'instrument affiche un message de service en supprimant la mesure affichée et en bloquant toutes les fonctions de l'instrument (rétroéclairage de couleur ambre).
- **Temporisation de la mesure** : Le relais 2 est désactivé pour la durée définie en affichant la mesure et en maintenant bloqués toutes les fonctions de l'instrument (rétroéclairage à feu vert).
- Attendez lavage nouveau: L'instrument compte le temps configuré en effectuant les fonctions normales de mesure et de contrôle ; lorsque le délai expire, la « Durée de lavage » est activée.

**Remarque** : Si le Relais 1 est configuré sur la mesure de température, est indépendant de la fonction de lavage

## ANNEXE E : CONFIGURATION DU RELAIS 2 POUR REPETER L'ALARME A DISTANCE

(\*Pour configurer le Relais 2 pour l'alarme à distance voir le menu de configuration avancée 3G)

Dans le menu de configuration 2B il est possible de configurer les conditions d'alarme à être répétée par le Relais 2 ; attention, vérifiez le Menu configuration « 3F » Configuration d'alarmes

Relais_2	3
▶ 1: R1Dép. Plage NO 2: R1 OFA NO 3: R1Tenir Meas. NO 4: Reed alarme NO 5: Alarme HOLD NO 6: Alarme Temp NO	▶1 2 3 4 5 6 7 01,



Tableau avec les messages d'alarme affichés par l'instrument.

Numéro	Alarme	Message	État
1	Pas présent	No Item	
2	Entrée Hold externe active	Hold	Alarme avec blocage de l'instrument (*)
3	Entrée Reed externe active	Reed	Alarme avec blocage de l'instrument (*)
4	Capteur de température cassé ou débranché	Alarm Fault Temp	Alarme avec blocage de l'instrument (*)
5	Sortie 5V en court-circuit	Sault 5V	Alarme visuelle
6	Enregistré l'absence d'alimentation	Switch OFF	Alarme visuelle
7	Temporisateur maintenance expiré	Service	Alarme visuelle
8	Temporisateur Relais 1 s'est diminué à 70%	OFA1 R1	Alarme préliminaire
9	Temporisateur Relais 1 s'est diminué à 100%	OFA2 R1	Alarme avec blocage de l'instrument (*)
10	Mesure chimique en dehors de la plage de	En dehors de la	Alarme avec blocage de l'instrument (*)
	travail	plage R1	
11	Mesure permanente à une valeur fixe	Holding R1	Alarme avec blocage de l'instrument (*)
12	Temporisateur Relais 2 s'est diminué à 70%	OFA1 R2	Alarme préliminaire
13	Temporisateur Relais 2 s'est diminué à 100%	OFA2 R2	Alarme avec blocage de l'instrument (*)
14	Mesure chimique en dehors de la plage de travail	OverRange R2	Alarme avec blocage de l'instrument (*)
15	Mesure permanente à une valeur fixe	Holding R2	Alarme avec blocage de l'instrument (*)

(\* Toutes les alarmes avec fonction de blocage sont valables que si l'élément du menu 3F5 est OUI)

(\*\* L'alarme de rupture du capteur de température bloque l'instrument si l'élément du menu 3F6 est OUI)



## Remarque :

- Rétroéclairage : En cas d'alarme, l'instrument active le rétroéclairage rouge.
- Réinitialiser les alarmes : Dans la visualisation de la Mesure (Icône Meas) il est disponible un menu d'état d'alarme ; en appuyant sur la touche Enter, le menu Alarmes sera affiché.



**Remarque** : Les alarmes sont stockées dans la mémoire toutes les 15 minutes, si l'instrument est éteint il perd les alarmes affichées dans les 14 dernières minutes

## ANNEXE F : CONFIGURATION SSR1 ET SSR2

Sortie de fréquence proportionnelle avec bande proportionnelle indépendant et point de consigne

<b>_2C</b> _	SSR1	
► 1: 2: 3: 4:	Point de consign Type d'activ. Impulse Max Impulse min	ne 7,40pH Acide 400 1
5:	Bande prop.	0,20pH
01/05		





#### Remarque :

- **Impulse Max** : Validez la valeur maximale d'impulsions pour la mesure chimique plus élevée que la valeur de la bande proportionnelle.
- **Impulse min** : Validez la valeur minimale d'impulsions pour la mesure près de la valeur du point de consigne.
- Données techniques impulse : La durée <u>Impulsion On</u> est fixée à 100m secondes et la durée Off varie de 50 ms (400 pulsations par minute) à 59900mS (1 impulsion par minute).



**Remarque** : La fonction Alarme en dehors de la plage n'est pas présente sur la sortie de fréquence.

## **ANNEXE G : CONFIGURATION MA1 ET MA2**

Sortie de courant proportionnelle à la Mesure avec la plage de 4 mA à 20 mA.



pH▲

#### **Remarque:**

- Démarrage mA : Valeur minimale de la mesure chimique associée à 4 mA •
- Fin mA : Valeur maximale de la mesure chimique associée à 20 mA
- Hold : En configurant la variable à OUI, en cas d'alarme l'instrument bloque la sortie mA à • la dernière valeur calculée en maintenant l'alarme.
- Namur : En configurant la variable à la valeur de 3,6 mA ou 22 mA, en cas d'alarme • l'instrument définit la sortie de courant à la valeur choisie.

## ANNEXE H : CONFIGURATION mA1 ET mA2 [PID]

## Le principe de fonctionnement d'un contrôleur PID

L'utilisation de contrôleurs ON-OFF simples à faible coût permet le contrôle de deux états: complètement ON ou complètement OFF. Il est utilisé pour des applications de contrôle limitées où ces deux états de contrôle sont suffisants pour garder le système sous contrôle. Les contrôleurs PID (PID signifie Proportional-Integral-Derivative) sont utilisés dans une large gamme d'applications de contrôle de processus industriels. En fait, ces trois fonctions de contrôle différentes sont combinées pour produire un seul signal de contrôle du système aux niveaux souhaités. Cette étape de programmation traite de la programmation des paramètres pour la fonctionnalité PID. La sortie de réglage PID peut être activée sur toutes les mesures mA, même simultanément. La fonction PID permet d'éliminer les oscillations dues au dosage ON/OFF. Cela permet également d'atteindre et de maintenir le seuil souhaité avec une excellente précision. Le réglage PID est un ajustement complexe qui doit prendre en compte toutes les variables système. Le PID a été conçu pour des applications générales où une rétroactivité rapide du système est demandée (les temps d'intégration et dérivés programmables maximum à régler sont de 5 minutes et 59 secondes).

La fonction PID permet trois ajustements pour gérer le dosage :

- le réglage PROPORTIONNEL (P) permet d'augmenter ou de diminuer l'amplification de la quantité de sortie
- la fonction DÉRIVÉE (D) permet de rendre le système plus ou moins réactif aux variations des quantités mesurées
- la fonction INTÉGRALE (I) permet la médiation des oscillations résultant de la partie dérivée

2F1 **Consigne** : Valeur chimique à maintenir dans le processus 2F2 **Type** : **Bas** ou **Haut** 

2F3 **Algorithme** : Le type d'algorithme PID qui va être utilisé 2F4 **Bande Prop.** : La plage proportionnelle du réglage PID comparé au fond d'échelle de l'instrument

2F5 **Integ. Temps** : le temps d'intégration est réglé: à mesure que le temps lié à la fonction d'intégration augmente, le système compense les fluctuations de mesure. 2F6 **Deriv. Temps** : Le temps de dérivée est réglé: à mesure

que le temps lié à la fonction de dérivée augmente, le système réagit plus rapidement aux variations de mesure.



mA2

▶ 1: SetPoint

**2**F

## Remarque :

- Type : Cette fonction permet de programmer le type d'action PID. Si réglé sur BAS, la valeur PID diminuera à mesure que la valeur mesurée augmente par rapport au seuil défini. Par contre, si réglé sur HAUT, la valeur PID augmentera à mesure que la valeur mesurée augmente par rapport au seuil défini. Par défaut, le signe de l'algorithme est défini sur HAUT.
- Algorithme : les types d'algorithmes gérés par l'instrument incluent : P = Proportionnel, PI = Proportionnel – Intégral et PID = Proportionnel – Intégral – Dérivé. L'algorithme est sélectionné en fonction de l'application requise. L'algorithme par défaut est défini sur P.
- Bande Prop. : Cette fonction représente la plage proportionnelle de la correction PID par rapport au bas de l'échelle de l'instrument.
   Exemple: pour pH / ORP avec une plage de pH 0-14, si 100% proportionnel est programmé, cela signifie qu'il y aura une plage d'ajustement de pH ± 14 par rapport au seuil réglé.

La valeur proportionnelle est inversement proportionnelle à l'amplification de sortie, vice versa, l'augmentation du pourcentage proportionnel diminue les effets sur la sortie. La valeur proportionnelle peut être ajustée de 1 à 500% (pas de 1%). Par défaut, cette valeur est définie sur 100%.



7.40рН

- **Temps d'intégration** : Cette fonction définit la fonction d'intégration. Plus le temps programmé est élevé, plus le système médiatise les oscillations de mesure. Le temps d'intégration peut être programmé de 0 à 5 minutes et de 0 à 59 secondes (pas de 1 seconde). Par défaut, cette valeur est définie sur 1 minute.
- **Temps de dérivée** : cette fonction définit la fonction dérivée. Plus le temps programmé est élevé, plus le système sera prêt pour les variations de mesure. Le temps dérivé peut être programmé de 0 à 5 minutes et de 0 à 59 secondes (pas de 1 seconde). Par défaut, cette valeur est définie sur OFF (0 minute).

## ANNEXE I : EXEMPLES DE CÂBLAGE

## Alimentation :

- 12÷32Vdc ou 100÷240Vac ; Vérifiez l'étiquette du produit
- Respectez la polarité
- Consommation d'énergie maximale 3,5 W ou 5W



## Sorties de fréquence SSR1 et SSR2 :

• Contact fermé de 26Ω à 50mA, 125mA charge maximale avec une impédance de 36Ω.





## Sorties du Relais 1 et 2 :

• Charge maximale 5 A résistive



#### Sorties du courant mA 1 et 2 :

- 4÷20mA avec une charge maximale de800 ohm
- Respectez la polarité des câbles

#### Sortie port série RS485 :

- Protocole de communication Modbus RTU / ASCII.
- Ajoutez 120Ω une résistance de terminaison entre A et B.
- Respectez la polarité des câbles

#### Entrée capteur de débit rotor :

• Respectez la polarité

#### Entrée capteur Reed :

- Entrée pour contact sec ou semi-conducteur (Collecteur ouvert) 5Vdc, max 6 mA.
- La distance maximale du capteur Reed 20 mètres de câble

## Entrée signal Hold :

- Signal de tension de 12 à 32 Vdc
- Respectez la polarité

#### Entrée de mesure pH/ORP :

- Attention, connectez les sondes avec bornes métalliques
- Respectez la polarité
- Distance maximale du capteur pH/ORP 10 mètres de câble.











## Entrée de la mesure de température :

- Attention, connectez les sondes avec bornes métalliques
- Respectez la polarité
- Distance maximale du capteur PT100/PT1000 20 mètres de câble
- Respecter le câblage pour le capteur 2, 3 et 4; connectez comme indiqué

#### Entrée port USB :

- USB Type B
- Alimentation via le port USB à l'activation du microprocesseur et affichage sans rétroéclairage

## ANNEXE L : DEPANNAGE





Problème	Cause possible
L'écran affiche le symbole	Voir l'ANNEXE E
Étalonnage	<ul> <li>Solutions tampons contaminées (anciennes)</li> <li>Sonde endommagée ou vieille</li> <li>Câbles de la sonde endommagés</li> <li>Entrée de mesure de l'instrument endommagée</li> </ul>
Erreur mémoire de données	<ul> <li>Mémoire interne endommagée</li> </ul>
Erreur mot de passe	Valeur d'erreur
Erreur mesure de la température L'écran affiche°C	<ul> <li>Sonde de température cassée ou déconnectée</li> </ul>
Erreur mesure chimique	<ul> <li>Capteur non étalonné</li> <li>Capteur non installé correctement</li> <li>Compensation de température mal réglée ou désactivée</li> <li>Le capteur ou le câble est défectueux</li> <li>Entrée mesure électronique endommagée</li> <li>Le câble du capteur dépasse la longueur maximale</li> </ul>
	<ul> <li>Sondes ou cables installes trop près des dispositifs qui génèrent du bruit électrique.</li> <li>Capteur installé sur le débit à la turbulence hydraulique.</li> <li>Mesure moyenne trop faible.</li> <li>Les câbles de la sonde sont trop longs</li> </ul>
Impossible d'afficher le menu Étalonnage ou Configuration	<ul> <li>Utilisateur exclu pour des raisons de sécurité</li> </ul>
L'affichage est éteint	<ul> <li>L'instrument ne reçoit pas d'alimentation correcte.</li> <li>Le contraste de l'écran n'est pas configuré correctement.</li> <li>Le fusible a sauté.</li> <li>Défaut matériel.</li> </ul>
Cecran affiche dans le coin supérieur droit     « Diagnostic »	<ul> <li>Eteindrez l'instrument, puis allumez-le à nouveau ; si le problème persiste, contactez votre fournisseur</li> </ul>

## ANNEXE M : Tableau avec les paramètres par défaut et la réinitialisation à défaut

MENU AVANCE		•	1	1				
Paramètre	Sous-paramètre	Valeur par défaut	Valeur Min	Valeur Max	Unité			
Langue		FR (Français)	EN, FR	, IT, DE, ES				
Mot de passe	Mot de passe	0000	0000	9999				
	Menu Étal.	NON	NON	OUI				
	Menu Configuration	NON	NON	OUI				
Affichage	Contraste	0	-15	+15				
, inchage	Mode	FCO	OFF	ON ECO				
	ON	100	10	100	%			
	ECO	50	0	50	0/2			
		OFF	OFF	ON	70			
Mosuro chimiguo		011 nH		mV				
mesure chilinque		рп	рп					
	Compensation temp.	MIC						
		Moyen	Bas, IV					
Mesure de la temperature	Type de capteur	Manuel	Manuel	Externe				
	Unite de mesure	°C	°C	*⊢				
	Valeur manuelle	25,0 (77,0)	-50,0 (-58,0)	+150,0 (302,0)	°C (°F)			
	Filtre	Moyen	Bas, N	loyen, Haut				
Config. des alarmes	Logique Reed	NA	NA	NC				
	Temporisation Activation REED	OFF	OFF 00':00")	60':59"	min:sec			
	Temporisation Activation HOLD	OFF	OFF (00':00")	60':59"	min:sec			
	Interruption du réseau	NON	NON	OUI				
	Blocage de l'instrument	NON	NON	OUI				
	Alarme de température	Notification	Notification	Blocage				
	Maintenance	OFF	OFF (0)	365	Jours			
Config. des sorties	Relais 1	OFF	OFF, Mesure ON/OFF, Mesure temporisée, Mesure. PWM, Temp. ON/OFF, Temp. temporisée, Temp. PWM					
	Relais 2	OFF	OFF, Mesure ON/OFF, Mesure temporisée, Mesure PWM, Temp. ON/OFF, Temp. temporisée, Temp. PWM, Lavage de la sonde, Alarme					
	SSR1	OFF						
	SSR2	OFF	OFF, Mesure, Temp.					
	mA1	OFF	OFF, Mesure, Temp. PID Mesure, PID Temp.					
	mA2	OFF						
	Activation	ON	OFF	ON				
	Mode	RTU	RTU	ASCII				
Config. RS485	Adresse	1	1	247				
Présent seulement pour	Vitesse	19200			hne			
version avec RS485	Paritá	Pair	Aucun Impair Pair	19200, 30400, 37000, 113200	bps			
	Pit d'arrôt	1	1	2				
0				2	-			
Config. USB	Reserve pour utilisation future							
Panneau de configuration	Mesure chimique		-2100	+2100	mV			
	Mesure de la température		-50,0	+150,0	°C			
	Simul. Relais 1	OFF	OFF	ON				
	Simul. Relais 2	OFF	OFF	ON	<u> </u>			
	Simul. Fréq 1	0	0	400	Imp/min			
	Simul. Fréq 2	0	0	400	Imp/min			
	Simul. sortie mA 1	4,00	3,00	23,00	mA			
	Simul. sortie mA 2	4,00	3,00	23,00	mA			
	Entrée REED		OFF	ON				
	Entrée HOLD		OFF	ON				
Statistiques	No. démarrages	0	0	9999999	Activations			
	No. alarmes	0	0	9999999	Activations			
	No. activations RL1	0	0	9999999	Activations			
	No. activations RL2	0	0	9999999	Activations			
	No. activations REED	0	0	9999999	Activations			
	No. activations HOLD	0	0	9999999	Activations			
	Réinitialiser les statistiques	NON	NON	OUI	1			
Réinitialisation du système		NON	NON	OUI	1			
Révision du Firmware								
MENU CONFIGURATION	Relais 1 = OFF, F	Relais 1 = OFF, Relais 2 = OFF, SSR1 = OFF, SSR2 = OFF, mA1 = OFF, mA2 = OFF						
--------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-------	--	--	--
Paramètre	Sous-paramètre	Valeur par défaut	Valeur Min	Valeur Max	Unité			
Relais 1		OFF						
Relais 2		OFF						
SSR1		OFF						
SSR2		OFF						
mA1		OFF						
mA2		OFF						

MENU CONFIGURATION		Unité de m	esure chimique :	рН		
Paramètre	Sous-paramètre 1	Sous-paramètre 2	Valeur par défaut	Valeur Min	Valeur Max	Unité
	Point de consigne		7,40	0,00	14,00	рН
	Туре		Acide	Acide	Alcaline	
	Hystérésis		0,00	0,00	2,00	pН
	Durée d'hystérésis		OFF	OFF (00':00")	2':59"	min:sec
	Temporisation démarrage		00':01"	OFF (00':00")	60':59''	min:sec
Relais 1 / Relais 2 pH ON/OFF	Temporisation fin		00':01"	OFF (00':00")	60':59''	min:sec
	OFA		OFF	OFF (00h:00')	23h:59'	h:min
	En dehors de la plage		OFF	OFF (0,00)	14,00	рН
	Permanence	État	OFF	OFF	ON	
		Intervalle	0,00	0,00	14,00	рН
		Durée	01':00"	OFF (00':00")	60':59''	min:sec
Relais 1 / Relais 2	Durée On		00':10"	OFF (00':00")	60':59''	min:sec
pH TEMPORISÉ	Durée Off		00':10"	OFF (00':00")	60':59''	min:sec
Relais 1 / Relais 2	Intervalle		02':00"	OFF (00':00")	60':59''	min:sec
pH PWM	Bande proportionnelle		0,20	0,20	3,00	pН

MENU CONFIGURATION		Unité de n	nesure chimique : n	nV		
Paramètre	Sous-paramètre 1	Sous-paramètre 2	Valeur par défaut	Valeur Min	Valeur Max	Unité
	Point de consigne		750	-2000	2000	mV
	Туре		Haut	Bas	Haut	
	Hystérésis		0	0	200	mV
	Durée d'hystérésis	O	OFF	OFF (00':00'')	2':59"	min:sec
	Temporisation démarrage	<del>, ,</del> 9	00':01"	OFF (00':00'')	60':59"	min:sec
mV ON/OFF	Temporisation fin	- <u>-</u>	00':01"	OFF (00':00'')	60':59"	min:sec
	OFA	~	OFF	OFF (00h:00')	23h:59'	h:min
	En dehors de la plage	0	OFF	-2000	2000	mV
	Permanence	État	OFF	OFF	ON	
		Intervalle	0	OFF (0)	2000	mV
		Durée	01':00"	OFF (00':00'')	60':59"	min:sec
Relais 1 / Relais 2	Durée On		00':10"	OFF (00':00'')	60':59"	min:sec
mV TEMPORISÉ	Durée Off		00':10"	OFF (00':00'')	60':59"	min:sec
Relais 1 / Relais 2	Intervalle		02':00"	OFF (00':00'')	60':59"	min:sec
mV PWM	Bande proportionnelle		20	20	300	mV

MENU CONFIGURATION		Unité de me	sure de la temp	pérature : °C		
Paramètre	Sous-paramètre 1	Sous-paramètre 2	Valeur par défaut	Valeur Min	Valeur Max	Unité
	Point de consigne		25,0	-50,0	150,0	°C
	Туре		Bas	Bas	Haut	
	Hystérésis		0,0	0,0	10,0	°C
	Durée d'hystérésis		OFF	OFF (00':00")	2':59"	min:sec
Relais 1 / Relais 2	Temporisation démarrage		00':01"	OFF (00':00'')	60':59"	min:sec
°C ON/OFF	Temporisation fin		00':01"	OFF (00':00")	60':59"	min:sec
	OFA		OFF	OFF (00h:00')	23h:59'	heures:min
	En dehors de la plage		OFF	OFF (0,0)	150,0	°C
	Permanence	État	OFF	OFF	ON	
		Intervalle	0,0	-50,0	150,0	°C
		Durée	01':00"	OFF (00':00")	60':59"	min:sec
Relais 1 / Relais 2	Durée On		00':10"	OFF (00':00")	60':59"	min:sec
°C TEMPORISÉ	Durée Off		00':10"	OFF (00':00")	60':59"	min:sec
Relais 1 / Relais 2	Intervalle		02':00"	OFF (00':00")	60':59"	min:sec
Relais 1 / Relais 2 °C ON/OFF Relais 1 / Relais 2 °C TEMPORISÉ Relais 1 / Relais 2 °C TEMPORISÉ	Bande proportionnelle		10,0	1,0	50,0	°C

MENU CONFIGURATION		Unité de mesure de la température : °F							
Paramètre	Sous-paramètre 1	Sous-paramètre 2	Valeur par défaut	Valeur Min	Valeur Max	Unité			
	Point de consigne		77,0	-58,0	302,0	°F			
	Туре		Bas	Bas	Haut				
	Hystérésis		0,0	0,0	18,0	°F			
	Durée d'hystérésis		OFF	OFF (00':00'')	2':59"	min:sec			
Relais 1 / Relais 2	Temporisation démarrage		00':01"	OFF (00':00'')	60':59''	min:sec			
°F ON/OFF	Temporisation fin		00':01"	OFF (00':00'')	60':59"	min:sec			
	OFA		OFF	OFF (00h:00')	23h:59'	heures:min			
	En dehors de la plage		OFF	OFF (0,0)	270,0	°F			
	Permanence	État	OFF	OFF	ON				
		Intervalle	0,0	-58,0	302,0	°F			
		Durée	01':00"	OFF (00':00")	60':59"	min:sec			
Relais 1 / Relais 2	Durée On		00':10"	OFF (00':00")	60':59"	min:sec			
°F TEMPORISÉ	Durée Off	L L A	00':10"	OFF (00':00")	60':59"	min:sec			
Relais 1 / Relais 2	Intervalle	0	02':00"	OFF (00':00")	60':59"	min:sec			
°F PWM	Bande proportionnelle	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	18,0	1,8	90,0	°F			

MENU CONFIGURATION		Relais 2 = Lavage de la sonde					
Paramètre	Sous-paramètre 1	Sous-paramètre 2	Valeur par défaut	Valeur Min	Valeur Max	Unité	
Relais 2 pH/mV Lavage	Durée du lavage		OFF	OFF (00':00")	60':59"	min:sec	
	Temporisation de la stabilisation		01':00''	OFF (00':00'')	60':59"	min:sec	
	Attendez lavage nouveau		24h:00'	OFF (00h:00')	99h:59'	heures:min	

MENU CONFIGURATION	Relais 2 = Alarme					
Paramètre	Sous-paramètre 1	Sous-paramètre 2	Valeur par défaut	Valeur Min	Valeur Max	Unité
	En dehors de la plage R1		NON	NON	OUI	
	OFA R1		NON	NON	OUI	
Relais 2	Permanence mesureR1		NON	NON	OUI	
Alarme	Alarme REED		NON	NON	OUI	
	Alarme HOLD		NON	NON	OUI	
	Alarme Sonde Température		NON	NON	OUI	

MENU CONFIGURATION	Unité de mesure chimique : pH					
Paramètre	Sous-paramètre 1	Valeur par défaut	Valeur Min	Valeur Max	Unité	
	Point de consigne	7,40	0,00	14,00	рН	
	Туре	Acide	Acide	Alcaline		
SSR1/SSR2	Impulses Max	400	20	400	Imp/min	
рп	Impulses Min	1	1	100	Imp/min	
	Bande proportionnelle	0,20	0,20	3,00	pН	

MENU CONFIGURATION	Unité de mesure chimique : mV					
Paramètre	Sous-paramètre 1	Valeur par défaut	Valeur Min	Valeur Max	Unité	
	Point de consigne	750	-2000	2000	mV	
0004 / 0000	Туре	Haut	Bas	Haut		
SSR1/SSR2	Impulses Max	400	20	400	Imp/min	
IIIV	Impulses Min	1	1	100	Imp/min	
	Bande proportionnelle	20	20	300	mV	

MENU CONFIGURATION	Unité de mesure de la température : °C					
Paramètre	Sous-Paramètre 1	Valeur par défaut	Min Value	Max Value	Unité	
	Point de consigne	25,0	-50,0	150,0	°C	
	Туре	Bas	Bas	Haut		
SSR1/SSR2	Impulses Max	400	20	400	Imp/min	
C C	Impulses Min	1	1	100	Imp/min	
	Bande proportionnelle	10,0	1,0	50,0	°C	
	· _ · ·					

MENU CONFIGURATION		Unité de mesure de la	a température : °	F	
Paramètre	Sous-Paramètre 1	Valeur par défaut	Min Value	Max Value	Unité
	Point de consigne	77,0	-58,0	302,0	°F
0004 / 0000	Туре	Bas	Bas	Haut	
SSR1/SSR2 °F	Impulses Max	400	20	400	Imp/min
	Impulses Min	1	1	100	Imp/min
	Bande proportionnelle	Init de consigne         17,0         -58,0         302,0         14           /pe         Bas         Bas         Haut         Impluses Max         400         20         400         Impluses Max           npulses Min         1         1         100         Impluses Max         90,0         °F	°F		
	Solutions de	,40585			

MENU CONFIGURATION	Unité de mesure chimique : pH					
Paramètre	Sous-Paramètre 1	Valeur par défaut	Min Value	Max Value	Unité	
	Lancer mA	0,00	0,00	14,00	рН	
mA1 / mA2	Fin mA	14,00	0,00	14,00	рН	
pH	Garder	NON	NON	OUI		
	Namur	OFF, 3,6mA, 22 mA				

MENU CONFIGURATION		Unité de mesure chimique : mV				
Paramètre	Sous-Paramètre 1	Valeur par défaut	Min Value	Max Value	Unité	
	Lancer mA	-2000	-2000	2000	mV	
mA1 / mA2	Fin mA	2000	-2000	2000	mV	
mV	Garder	NON	NON	OUI		
	Namur	OF	F, 3,6mA, 22 mA			

MENU CONFIGURATION		Unité de mesure de	la température : °C	;	
Paramètre	Sous-Paramètre 1	Valeur par défaut	Min Value	Max Value	Unité
	Lancer mA	-50,0	-50,0	150,0	°C
mA1 / mA2	Fin mA	150,0	-50,0	150,0	°C
°C	Garder	NON	NON	OUI	
	Namur		OFF, 3,6mA, 22 m/	A	

MENU CONFIGURATION		Unité de mesure de	la température : °F	7	
Paramètre	Sous-Paramètre 1	Valeur par défaut	Min Value	Max Value	Unité
	Lancer mA	-58,0	-58,0	302,0	°F
mA1 / mA2	Fin mA	302,0	-58,0	302,0	°F
°F	Garder	NON	NON	OUI	
	Namur		OFF, 3,6mA, 22 m	A	

Solutions de dosade

MENU CONFIGURATION		Unité de mesure chimique : pH					
Paramètre	Sous-Paramètre 1	Valeur par défaut	Min Value	Max Value	Unité		
	Point de consigne	7,40	0,00	14,00	рН		
	Туре	Haut	Bas	Haut			
mA1/mA2	Algorithme	PI	P, P	I, PID			
Mesure PID	Bande proportionnelle	100	1	500	%		
	Temps intégral	01':00''	00':00" (OFF)	05':59''	min:sec		
	Temps dérivé	OFF	00':00" (OFF)	05':59''	min:sec		

MENU CONFIGURATION		Unité de mes	ure chimique :	mV	
Paramètre	Sous-Paramètre 1	Valeur par défaut	Min Value	Max Value	Unité
	Point de consigne	750	-2000	2000	mV
	Туре	Haut	Bas	Haut	
mA1/mA2	Algorithme	PI	P, PI, PID		
Mesure PID	Bande proportionnelle	100	1	500	Bande proportionnelle
	Temps intégral	01':00"	00':00" (OFF)	05':59"	Temps intégral
	Temps dérivé	OFF	00':00" (OFF)	05':59"	Temps dérivé

MENU CONFIGURATION		Unité de mesure	de la temperati	ure : °C	
Paramètre	Sous-Paramètre 1	Valeur par défaut	Min Value	Max Value	Unité
	Point de consigne	25,0	-50,0	150,0	°C
	Туре	Bas	Bas	Haut	
mA1/mA2	Algorithme	PI	P, PI, PID		
Température PID	Bande proportionnelle	100	1	500	Bande proportionnelle
	Temps intégral	01':00"	00':00" (OFF)	05':59"	Temps intégral
	Temps dérivé	OFF	00':00" (OFF)	05':59"	Temps dérivé

MENU CONFIGURATION	Unité de mesure de la temperature : °F							
Paramètre	Sous-Paramètre 1	Valeur par défaut	Min Value	Max Value	Unité			
	Point de consigne	77,0	-58,0	302,0	°F			
	Туре	Bas	Bas	Haut				
mA1/mA2	Algorithme	PI	P, PI, PID					
Température PID	Bande proportionnelle	100	1	500	Bande proportionnelle			
	Temps intégral	01':00"	00':00" (OFF)	05':59"	Temps intégral			
	Temps dérivé	OFF	00':00" (OFF)	05':59"	Temps dérivé			



## **REINITIALISER LES PARAMETRES PAR DEFAUT DE L'INSTRUMENT**

Pour charger tous les paramètres par défaut de l'instrument et également supprimer le mot de passe, procédez comme suit :

- A) Débranchez l'instrument de l'alimentation
- B) Appuyez et maintenez enfoncé simultanément les touches Down et Enter et allumez l'instrument
- C) Au démarrage l'instrument exécute un menu caché
- D) Le message suivant sera affiché (image à coté)
- E) Sélectionnez « OUI » pour effectuer la RÉINITIALISATION PAR DÉFAUT
- F) L'instrument s'allume et effectue la fonction de **DÉMARRAGE**



## **PROTOCOLE MODBUS**

	Read Only Registe	ers	Range	of Data
Address	Type of Register	Description	min	max
1000	Status Register	Status Register L**	0x0000	0v3EEE
1001	Status Register	Status Register H***	0x0000	0/3111
1002	Output Register	Relay 1*	0	3
1003	Output Register	Relay 2*	0	3
1004	Output Register	SSR 1*	0	60000
1005	Output Register	SSR 2*	0	60000
1006	Output Register	mA 1*	360	2200
1007	Output Register	mA 2*	360	2200
1008	Chemical Measure	Main Measure	0(pH), -2000(ORP)	1400(pH),2000(ORP)
1009	Chemical Measure	Dec Main Measure	2(pH),0(ORP)	2(pH),0(ORP)
1010	Temp Measure	Temp Measure	-500(°C),-580(°F)	1500(°C),3020(°F)
1011	Temp Measure	Temp Measure Dec Point	1	1
1012	Chemical Measure	Main Measure Unit	0(pH)	1(ORP)
1013	Temp Measure	Temp Measure Unit	0(°C)	1(°F)
1014	Output Configuration	Relay 1 ****	0	6
1015	Output Configuration	Relay 2 ****	0	6
1016	Output Configuration	SSR1 *****	0	2
1017	Output Configuration	SSR2 ****	0	2
1018	Output Configuration	mA1 *****	0	2
1019	Output Configuration	mA2 *****	0	2
1020	Control Panel	Raw Main Measure L		
1021	Control Panel	Raw Main Measure H	-2100000	21000000
1022	Control Panel	Raw Temp Measure	-500(°C),-580(°F)	1500(°C),3020(°F)
1023	Statistics	Nr. Power On I		
1020	Statistics	Nr. Power On H	0	9999999
1021	Statistics	Nr. Alarms I		
1026	Statistics	Nr. Alarms H	0	9999999
1027	Statistics	Nr. Activations RI 1		
1028	Statistics	Nr. Activationsi RI 1H	0	9999999
1029	Statistics	Nr. Activations RI 2		
1030	Statistics	Nr. Activations RI 2H	0	9999999
1031	Statistics	Nr. Activations REEDI		
1032	Statistics	Nr. Activations REEDH	0	9999999
1032	Statistics	Nr. Activations HOLDI		
1034	Statistics	Nr. Activations HOLDH	0	9999999
1035	Control Panel	REED	0(Inactive)	1(Active)
1036	Control Panel	HOLD	0(Inactive)	1(Active)
1037	Calibratione	Dav	0	31
1037	Calibrations	Month	0	12
1039	Calibrations	Year	0	99
1000	Calibrations	Calibration Type	0(Auto) 1(Ma	nual) 2(None)
1040	Calibrations		0	100
1041	Calibrations	Oty Cal 2	0	100
10/12	Calibrations	Buffor 1		
1043	Calibrations	Buffor 2	0(pH) -2000(ORF)	1400(pH) 2000(ORP)
1044	Calibrations	Gain I	0(pi), -2000(URF)	
1040	Calibrations		0	9999
1040	Calibrations			
1047	Calibrations	Officer L	0	9999
1048	Calibrations	UTISET H		

1					
*	Relay 1	Value			
		0	OFF	OFF	
		1	ON	ON	
		2	OFF (timed)	OFF (timed)	
		3	ON (timed)	ON (timed)	
*	Relay 2	Value			
		0	OFF	OFF	
		1	ON	ON	
		2	OFF (timed)	OFF (timed)	
		3	ON (timed)	ON (timed)	
*	SSR1	Value	Pulse Minute	Pulse Minute	
*	SSR2	Value	Pulse Minute	Pulse Minute	
*	mA1	Value	Out mA Value	Out mA Value	
*	mA2	Value	Out mA Value	Out mA Value	
**	Status Register I	Bit			
		0	5V Fault	5V Fault	
		1	Hold Status	Hold Status	
		2	Reed Status	Reed Status	
		3	Service	Service	
		4	Power Line Interruption		
		5	Temp Probe Fault	Temp Probe Fault	
		6	OUT 1 Over Pange		
		7	OUT 2 Over Range	OUT 2 Over Range	
		7 Q			
		8			
		9			
		10			
		11	OUT 2 OFA 2		
		12	OUT 1 Holding Alarm	OUT 1 Holding Alarm	
		13	OUT 2 Holding Alarm	OUT 2 Holding Alarm	
		14	Not Used	Not Used	
		15	Not Used	Not Used	
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
	Status Register H	Bit			
		0-15	Not Used	Not Used	
	5				
****	Relay Configuration	Value			
		0	Disable		
		1	ON_OFF Measure		
		2	Timed Measure		
		3	PWM Measure		
		4	ON_OFF Temp		
		5	Timed Temp		
		6	PWM Temp		
*****	SSR/mA Configuration	Value			
		0	Disable		
		1	Measure		
		2	Temp		

	Read Write Regist	ers	р	н	0	RP	0	с	0	F
Address	Type of Register	Description	min	max	min	max	min	max	min	max
3000	Temp Compenation	Temperature Compensation	0(MTC)	1(ATC)	0(MTC)	1(ATC)	0(MTC)	1(ATC)	0(MTC)	1(ATC)
3001	Temp Senor Type	Temp Enalbe	0(manual)	1(probe)	0(manual)	1(probe)	0(manual)	1(probe)	0(manual)	1(probe)
3002	Manual Temp Value	Manual Temperature L	-500(°C)	1500(°C)	-500(°C)	1500(°C)	-500(°C)	1500(°C)	-500(°C)	1500(°C)
3003	Manual Temp Value	Manual Temperature H	-580(°F)	3020(°F)	-580(°F)	3020(°F)	-580(°F)	3020(°F)	-580(°F)	3020(°F)
3004	Alarm Configuration	Instrument Block	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)
3005	Alarm Configuration	Temperature Alarm	0(Notify)	1(Block)	0(Notify)	1(Block)	0(Notify)	1(Block)	0(Notify)	1(Block)
3100	RELAY 1	Setpoint L	0	1400	-2000	2000	-500	1500	-580	3020
3101	RELAT I		0(Acid)	1(Alka)	0(High)	1(Low)	0(High)	1(Low)	0(High)	1(Low)
3103	RELAY 1	Hysteresis L	0(/1010)	r (/ tited)	O(Flight)	1(200)	o(r ligh)	I(LOW)	O(Flight)	1(200)
3104	RELAY 1	Histeresis H	0	200	0	200	0	100	0	180
3105	RELAY 1	Hysteresis Time L		400		400		100		100
3106	RELAY 1	Hysteresis Time H	0	120	0	120	0	120	0	120
3107	RELAY 1	Delay Start L	1	3600	1	3600	1	3600	1	3600
3108	RELAY 1	Delay Start H		0000		0000		0000		0000
3109	RELAY 1	Delay End L	1	3600	1	3600	1	3600	1	3600
3110	RELAY 1	Delay End H								
3111	RELAY 1	OFA L	0	1439	0	1439	0	1439	0	1439
3112	RELAT I	Over Range I								
3114	RELAY 1	Over Range H	0	1400	0	2000	0	1500	0	2700
3115	RELAY 1	Permanence Status	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)
3116	RELAY 1	Permanence Interval L	0	1400	2000	2000	500	1500	E90	2020
3117	RELAY 1	Permanence Interval H	U	1400	-2000	2000	-500	1900	-000	3020
3118	RELAY 1	Permanence Time L	0	3600	0	3600	0	3600	0	3600
3119	RELAY 1	Permanence Time H	-						-	
3120	RELAY 1	Time On L	0	3600	0	3600	0	3600	0	3600
3121	RELAY 1	Time On H								
3122	RELAY 1	Time Off L	0	3600	0	3600	0	3600	0	3600
3123	RELAT I									
3125	RELAY 1	Interval H	0	3600	0	3600	0	3600	0	3600
3126	RELAY 1	Proportional Band L								
3127	RELAY 1	Proportional Band H	20	300	20	300	10	500	18	900
3200	RELAY 2	Setpoint L	0	1400	-2000	2000	-500	1500	-580	3020
3201	RELAY 2	Setpoint H	0	1400	-2000	2000	-300	1300	-300	3020
3202	RELAY 2	Туре	0(Acid)	1(Alka)	0(High)	1(Low)	0(High)	1(Low)	0(High)	1(Low)
3203	RELAY 2	Hysteresis L	0	200	0	200	0	100	0	180
3204	RELAY 2	Histeresis H		Ó						
3205	RELAT 2	Hysteresis Time H	0	120	0	120	0	120	0	120
3207	RELAY 2	Delay Start L	0.							
3208	RELAY 2	Delay Start H		3600	1	3600	1	3600	1	3600
3209	RELAY 2	Delay End L	Xº.	2600	1	2600	1	2600	1	2600
3210	RELAY 2	Delay End H	0	3000		3000		3000		3000
3211	RELAY 2	OFA L	0	1439	0	1439	0	1439	0	1439
3212	RELAY 2	OFA H			-					
3213	RELAY 2	Over Range L	0	1400	0	2000	0	1500	0	2700
3214	RELAY 2	Over Range H	0(Dischle)	1(Enchio)	0/Dischle)	1(Enchic)	0(Dischla)	1/Enchic)	0(Dischle)	1/Enchio)
3210	RELAT 2	Permanence Interval I	U(DISaDIO)	r(Enable)	U(DISable)	r(⊑nable)	U(DISaDIE)	r(Enable)	u(Disable)	r(Enable)
3217	RELAY 2	Permanence Interval H	0	1400	-2000	2000	-500	1500	-580	3020
3218	RELAY 2	Permanence Time L		0000		0000		0000	_	0000
3219	RELAY 2	Permanence Time H	U	3600	U	3600	U	3600	U	3600
3220	RELAY 2	Time On L	0	3600	0	3600	0	3600	0	3600
3221	RELAY 2	Time On H	Ű	0000	Ű	0000	0	0000	Ŭ	0000
3222	RELAY 2	Time Off L	0	3600	0	3600	0	3600	0	3600
3223	RELAY 2	Time Off H								
3224	RELAY 2	Interval L	0	3600	0	3600	0	3600	0	3600
3225	RELAT 2	Interval H								
3220	RELAT 2	Proportional Band H	20	300	20	300	10	500	18	900
3228	RELAY 2	Wash Time L								
3229	RELAY 2	Wash Time H	0	3600	0	3600	0	3600	0	3600
3230	RELAY 2	Delay Stabilization L	_	0000	_	0000	_	0000	_	0000
3231	RELAY 2	Delay Stabilization H	U	3600	U	3600	U	3600	U	3600
3232	RELAY 2	Over Range R1	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)
3233	RELAY 2	OFA R1	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)
3234	RELAY 2	Measure Permanence R1	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)
3235	RELAY 2	REED Alarm	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)
3236	RELAY 2	HOLD Alarm	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)
3237	RELAY 2	remperature Probe Alarm	U(Disable)	1(Enable)	U(Disable)	1(Enable)	U(Disable)	1(Enable)	U(Disable)	1(Enable)

2200	88B 4	Sataciat I								
3300	55R 1	Setpoint L	0	1400	-2000	2000	-500	1500	-580	3020
3301	SSR 1	Setpoint H	a (1 . 1 D							
3302	SSR 1	Туре	0(Acid)	1(Alka)	0(High)	1(Low)	0(High)	1 (Low)	0(High)	1(Low)
3303	SSR 1	Max Pulses	20	400	20	400	20	400	20	400
3304	SSR 1	Min Pulses	1	100	1	100	1	100	1	100
3305	SSR 1	Proportional Band L	20	300	20	300	10	500	18	900
3306	SSR 1	Proportional Band H	-				-		-	
3400	SSR 2	Setpoint L	0	1400	-2000	2000	-500	1500	-580	3020
3401	SSR 2	Setpoint H	-							
3402	SSR 2	Туре	0(Acid)	1(Alka)	0(High)	1(Low)	0(High)	1(Low)	0(High)	1(Low)
3403	SSR 2	Max Pulses	20	400	20	400	20	400	20	400
3404	SSR 2	Min Pulses	1	100	1	100	1	100	1	100
3405	SSR 2	Proportional Band L	20	300	20	300	10	500	18	900
3406	SSR 2	Proportional Band H	-		-		-			
3500	mA1	Start mA	0	1400	-2000	2000	-500	1500	-580	3020
3501	mA1	End mA	0	1400	-2000	2000	-500	1500	-580	3020
3502	mA1	Hold Measure	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)
3503	mA1	Namur	0(OFF), 1(3,6	6mA),2(22mA)	0(OFF), 1(3,6	6mA),2(22mA)	0(OFF), 1(3,	6mA),2(22mA)	0(OFF), 1(3	,6mA),2(22mA)
3504	mA2	Start mA	0	1400	-2000	2000	-500	1500	-580	3020
3505	mA2	End mA	0	1400	-2000	2000	-500	1500	-580	3020
3506	mA2	Hold Measure	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)	0(Disable)	1(Enable)
3507	mA2	Namur	0(OFF), 1(3,6	6mA),2(22mA)	0(OFF), 1(3,6	6mA),2(22mA)	0(OFF), 1(3,	6mA),2(22mA)	0(OFF), 1(3	,6mA),2(22mA)
3508	mA1 PID	Setpoint L	0	1400	-2000	2000	-500	1500	-580	3020
3509	mA1 PID	Setpoint H	Ů	1400	2000	2000	000	1000	000	0020
3510	ma1 PID	Туре	0(High)	1 (Low)	0(High)	1(Low)	0(High)	1 (Low)	0(High)	1(Low)
3511	mA2 PID	Setpoint L	0	1400	-2000	2000	-500	1500	-580	3020
3512	mA2 PID	Setpoint H	Ů	1400	2000	2000	000	1000	000	0020
			0(High)	1(Low)	0(High)	1(Low)	0(High)	1(Low)	0(High)	1(Low)
3513	ma2 PID	Туре	O(Flight)	1(2011)						
3513	ma2 PID	Туре	O(Flight)	1(2010)						
3513	ma2 PID	Туре	U(riigh)							
3513	ma2 PID Write On	Type ly Register	O(High)							
3513 4000	ma2 PID Write On Command Register	Type ly Register Command	MODBUS_R	REG_CMD ***						
3513 4000	ma2 PID Write On Command Register	Type ly Register Command	MODBUS_R	REG_CMD ***						
3513 4000	ma2 PID Write On Command Register	Type ly Register Command	MODBUS_R	REG_CMD ***						
3513 4000 ***	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type ly Register Command Value to se	MODBUS_R	REG_CMD ***						
3513 4000 ***	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se	MODBUS_R	REG_CMD *** ommand execution						
3513 4000 ***	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se 0 1	MODBUS_R end to request a c Read E	REG_CMD *** ommand execution None eprom and copy in	n Ram					
3513	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se 0 1 2	MODBUS_R end to request a c Read E Write ir	REG_CMD *** ommand execution None eprom and copy in n Eeprom the Ram	n Ram Data					
3513 4000	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R and to request a c Read E Write in Read E	REG_CMD *** ommand execution None eprom and copy ir n Eeprom the Ram eset Statistics Data	n Ram Data					
3513 4000	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type ly Register Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R end to request a c Read E Write ir R	REG_CMD *** ommand execution None eprom and copy ir n Eeprom the Ram eset Statistics Data	n Ram Data a					
3513 4000 ***	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R and to request a c Read E Write ir Re	REG_CMD *** ommand execution None eprom and copy ir n Eeprom the Ram eset Statistics Data	n Ram Data a					
3513 4000 ***	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R and to request a c Read E Write in Re	REG_CMD *** ommand execution None ieprom and copy ir n Eeprom the Ram eset Statistics Data	n Ram Data a					
3513 4000 ***	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R and to request a c Read E Write in Re	REG_CMD *** ommand execution None ieprom and copy in n Eeprom the Ram eset Statistics Data	n Ram Data a					
3513 4000 ***	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R and to request a c Read E Write ir Re	REG_CMD *** ommand execution None ieprom and copy in n Eeprom the Ram eset Statistics Data	n Ram Data					
3513 4000	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R end to request a c Read E Write ir Re	REG_CMD *** ommand execution None reprom and copy in n Eeprom the Ram eset Statistics Data	n Ram Data					
3513 4000	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R and to request a c Read E Write ir Re	REG_CMD *** ommand execution None ieprom and copy ir n Eeprom the Ram eset Statistics Data	n Ram Data a					
3513	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R end to request a c Read E Write ir Read E	REG_CMD *** ommand execution None eprom and copy ir n Eeprom the Ram eset Statistics Data	n Ram Data a					
3513	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R and to request a c Read E Write in Read	REG_CMD *** ommand execution None eprom and copy ir n Eeprom the Ram eset Statistics Data	n Ram Data a					
3513	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R and to request a c Read E Write in Re	REG_CMD *** ommand execution None ieprom and copy ir n Eeprom the Ram eset Statistics Data	n Ram Data					
3513	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R and to request a c Read E Write in Read	REG_CMD *** ommand execution None ieprom and copy ir n Eeprom the Ram eset Statistics Data	n Ram Data					
3513	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R and to request a c Read E Write in Read	REG_CMD *** ommand execution None ieprom and copy ir n Eeprom the Ram eset Statistics Data	n Ram Data					
3513	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R and to request a c Read E Write ir Re	REG_CMD *** ommand execution None reprom and copy ir n Eeprom the Ram eset Statistics Data	n Ram Data a					
3513	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type VRegister Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R end to request a c Read E Write ir Read	REG_CMD ***  ommand execution None eprom and copy ir n Eeprom the Ram eset Statistics Data	n Ram Data a					
3513	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type VRegister Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R end to request a c Read E Write ir Read E	REG_CMD ***  ommand execution None eprom and copy ir n Eeprom the Ram eset Statistics Dat	n Ram Data a					
3513	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R and to request a c Read E Write in Read	REG_CMD ***  ommand execution None eprom and copy ir n Eeprom the Ram eset Statistics Data	n Ram Data a					
3513	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R end to request a c Read E Write ir Read	REG_CMD ***  ommand execution None reprom and copy ir n Eeprom the Ram eset Statistics Data	n Ram Data a					
3513	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R and to request a c Read E Write in Read	REG_CMD *** ommand execution None ieprom and copy ir n Eeprom the Ram eset Statistics Data	n Ram Data a					
3513	ma2 PID Write On Command Register MODBUS_REG_CMD	Type y Register Command Value to se 0 1 2 3	MODBUS_R end to request a c Read E Write ir Re	REG_CMD *** ommand execution None ieprom and copy ir n Eeprom the Ram eset Statistics Date	n Ram Data a					