

Excellente alternative aux pH-mètres numériques nécessitant un peu d'entretien, **HI779** est conçu pour déterminer, avec facilité et précision, le niveau de pH des eaux de piscines et de spas, traitées par désinfection au chlore conventionnel ou à l'électrolyse au sel*.

Il est proposé à un prix incroyablement compétitif. D'un format de poche, ce mini-photomètre étonne avant tout pour sa précision et sa fiabilité de mesure.

Aussi simple à utiliser qu'une trousse d'analyse, il permet à l'utilisateur une lecture numérique avec une résolution de 0,1 pH et de s'affranchir de l'appréciation visuelle d'échelles colorimétriques fournies dans les kits chimiques.

Compact, performant et économique, il a été étudié pour mettre l'analyse chimique à la portée de chacun.

Mesurez simplement vos échantillons en 4 étapes

1. Prélevez un échantillon d'eau et insérez la cuvette dans le photomètre
2. Faites un blanc
3. Ajoutez le réactif à votre solution
4. Insérez la cuvette dans le photomètre, appuyez sur le bouton et lisez le résultat.

Spécifications

HI779

Gamme	6,3 à 8,6 pH
Résolution	0,1 pH
Exactitude (à 25°C)	±0,2 pH
Méthode	Méthode au rouge de phénol
Source lumineuse	DEL à 525 nm
Détecteur de lumière	Photocellule au silicium
Pile / Auto-extinction	1 x 1,5 V AAA / Après 10 minutes de non-utilisation
Dimensions / Poids	86 x 61 x 37,5 mm / 64 g



Les points forts

- + Prix attractif
- + Mesures de qualité, rapides et exactes
- + Très simple d'utilisation (1 touche)
- + Léger et compact, se glisse dans toutes les poches
- + Mesures conformes aux méthodes approuvées
- + Large écran de lecture
- + Robuste et pratique

Présentation

HI779 est livré en coffret avec 2 cuvettes de mesure et leur capuchon, kit de réactifs de démarrage et la pile.

Réactifs

HI779-25 Réactif liquide pour pH, environ 100 tests

Solutions étalons de vérification

HI779-11 Solutions étalons pH

Accessoires

HI731318 Tissus de nettoyage pour cuvettes (4 pcs)
HI731321 Cuvettes de mesure (4 pcs)
HI731225 Capuchons vissants pour cuvettes (4 pcs)
HI93703-50 Solution de nettoyage pour cuvettes, 230 mL



HI779-25 réactif liquide
pour 100 tests.

